



EX7120 avec 4 tiroirs EX7124
et module de ventilation EX8433

EX7500 avec 6 tiroirs EX7526
et module de ventilation EX8433

armoires de sécurité largeur 1200 mm

type	2 portes pliantes tiroirs grande largeur 720 litres	2 portes pliantes tiroirs et étagères 720 litres
volume intérieur		
dimensions int. (lxpxh)	1050 x 440 x 1650 mm	1050 x 440 x 1650 mm
dimensions ext. (lxpxh)	1200 x 600 x 1270 mm	1200 x 600 x 1270 mm
poids	420 kg	460 kg
Prix HT modèle JAUNE sans équipement	EX7120	EX7500
Prix HT modèle GRIS sans équipement	EX7121	EX7501
équipements intérieurs en acier plastifié (en acier inox sur demande)		
6 tiroirs en acier verni	EX8052	EX8464
4 tiroirs en acier verni	EX8053	EX8465
4 tiroirs et 1 tiroir-coffre acier verni		EX8469
3 tiroirs et 1 tiroir-coffre acier verni		EX8470
1 étagère en acier verni		EX8262
bac de rétention en acier verni pour compartiment étagères (acier inox sur demande)		
bac rétention en acier verni 14 l		EX8264
bacs de rétention individuels pour tiroirs en polypropylène		
bac de rétention PP pour tiroir		EX8474
bac de rétention PP pour tiroir-coffre		EX8476
tapis en caoutchouc noir pour tiroir	EX8055	EX8468
ventilation		
ventilation externe	EX8436	EX8436
ventilation externe avec alarmes	EX8433	EX8433

* bac de rétention placé au fond du compartiment des étagères

Module ventilateur et extracteur



- permet le renouvellement de 10 fois le volume de l'armoire par heure (conforme à la norme DIN 12925-1)
- modèle standard ou modèle avec alarmes (voyant rouge = panne secteur, voyant vert = panne débit d'air)
- puissance suffisante pour tube d'évacuation longueur 5 mètres
- prêt à monter, niveau sonore : 31 dB
- alimentation : 230 V / 50 Hz / 170 W
- dim. (lxpxh) : 200 x 400 x 200 mm / 7 kg
- livré complet avec câble de raccordement et prise de terre

EX8436 Module de ventilation

EX8433 Module de ventilation avec alarmes

Ventilateur extracteur



- construction étanche au gaz
- débit : 230 m³/h (perte de charge 100 Pa), convient pour plusieurs armoires simultanément
- niveau sonore : 53,5 dB
- **modèle standard** : protection IP54, puissance 120 W, alimentation 230 V, dim. (lxpxh) : 250 x 220 x 280 mm / 5 kg
- **modèle antidéflagrant** : protection IP54, EexelT4, refroidissement intégré, puissance 180 W, alimentation 400 V, dim. (lxpxh) : 310 x 230 x 300 mm / 11 kg
- livré complet avec câble de raccordement et prise de terre

EX8970 Système d'extraction standard

EX8971 Système d'extraction antidéflagrant