

# Rubans adhésifs multicolores haute résistance

-50°C à +130°C

- haute résistance : température, eau, humidité, huile, solvants, acides, etc.
  - température d'utilisation : -50°C à +130°C
  - 5 largeurs et 2 longueurs disponibles, 13 coloris
  - décollage sans aucune trace
  - rubans adhésifs de qualité supérieure
- étiquetage, identification et protection
  - disponibles en 13 coloris
  - excellente adhérence sur toutes les surfaces : plastique, verre, Téflon®, métal, papier, caoutchouc, surface humide, etc.
  - excellente résistance à l'humidité, à l'eau, à l'huile, aux solvants, aux acides et à la température
  - température d'utilisation : de -50°C à +130°C
  - idéal pour une utilisation répétée à l'autoclave, au réfrigérateur, au congélateur ou en étuves à convection naturelle, bactériologique ou de séchage
  - se décolle sans laisser de traces ni de résidus collants
  - marquage possible au crayon, au feutre ou à l'encre
  - rubans : longueur 13 m ou 55 m
  - 5 largeurs : 13 mm - 19 mm - 25 mm - 38 mm - 50 mm



## Dérouleurs plastique

uniquement pour rouleaux de 55 mètres



RK550 RK575


### dérouleurs plastique pour rouleaux de 55 mètres

**RK550** Dérouleur plastique, largeur 50 mm

**RK575** Dérouleur plastique, largeur 150 mm

## Dérouleurs métal

- parfaitement stables, 4 pieds caoutchouc antidérapants
- en acier peint



### pour rouleaux de 13 mètres

**RK250** Dérouleur métal, largeur 170 mm

**RK350** Dérouleur métal, largeur 240 mm

**RK500** Dérouleur métal, largeur 310 mm

### pour rouleaux de 55 mètres

**RK2160** Dérouleur métal, largeur 340 mm

largeur	rubans longueur 13 mètres					rubans longueur 55 mètres				
	13 mm	19 mm	25 mm	38 mm	50 mm	13 mm	19 mm	25 mm	38 mm	50 mm
Blanc	RK1300	RK1900	RK2500	RK3800	RK5000	RK2300	RK2900	RK3500	RK4800	RK6000
Jaune	RK1305	RK1905	RK2505	RK3805	RK5005	RK2305	RK2905	RK3505	RK4805	RK6005
Vert	RK1310	RK1910	RK2510	RK3810	RK5010	RK2310	RK2910	RK3510	RK4810	RK6010
Rouge	RK1315	RK1915	RK2515	RK3815	RK5015	RK2315	RK2915	RK3515	RK4815	RK6015
Orange	RK1320	RK1920	RK2520	RK3820	RK5020	RK2320	RK2920	RK3520	RK4820	RK6020
Bleu	RK1325	RK1925	RK2525	RK3825	RK5025	RK2325	RK2925	RK3525	RK4825	RK6025
Rose	RK1330	RK1930	RK2530	RK3830	RK5030	RK2330	RK2930	RK3530	RK4830	RK6030
Gris	RK1335	RK1935	RK2535	RK3835	RK5035	RK2335	RK2935	RK3535	RK4835	RK6035
Tilleul	RK1340	RK1940	RK2540	RK3840	RK5040	RK2340	RK2940	RK3540	RK4840	RK6040
Argent	RK1345	RK1945	RK2545	RK3845	RK5045	RK2345	RK2945	RK3545	RK4845	RK6045
Chartreuse	RK1350	RK1950	RK2550	RK3850	RK5050	RK2350	RK2950	RK3550	RK4850	RK6050
Saumon	RK1355	RK1955	RK2555	RK3855	RK5055	RK2355	RK2955	RK3555	RK4855	RK6055
Noir	RK1360	RK1960	RK2560	RK3860	RK5060	RK2360	RK2960	RK3560	RK4860	RK6060
le rouleau	!RK1300	!RK1900	!RK2500	!RK3800	!RK5000	!RK2300	!RK2900	!RK3500	!RK4800	!RK6000