


Rubans adhésifs économiques

- identification en couleur suivant l'application
- possibilité de marquage au feutre ou stylo à bille
- résiste de -73 à +257°C
- décollage sans aucune trace

- étiquetage, identification et protection
- identification rapide et facile grâce aux différentes couleurs : 6 coloris
- excellente adhérence sur toute surface propre, même sur le Téflon®
- se décolle sans laisser de traces ou de résidus collants
- marquage au feutre ou stylo à bille
- résistance à l'humidité, à l'eau et à la plupart des solvants
- résistance aux autoclavages répétés
- excellente résistance à la température : jusqu'à -73°C, jusqu'à +257°C pendant 30 min et +80°C pendant 24 h
- rouleaux de 36 mètres
- 3 largeurs : 13 mm - 19 mm - 25 mm
- diamètre moyen intérieur : 76 mm



Distributeur simple avec plate-forme de marquage




H13461 avec ruban

- distributeur lourd et stable équipé d'une plate-forme d'écriture 150 x 100 mm et d'une lame de découpe crantée
- dim. (lxpxh) : 250 x 100 x 150 mm / 1,8 kg

H13461 Distributeur simple

Distributeur multiple avec plate-forme de marquage



- parfaitement stable, grande plate-forme d'écriture
- pour rubans de diamètre intérieur (moyeu) 25 ou 75 mm
- livré avec 3 disques de séparation des rubans : dévidage régulier
- **lame de découpe en acier**
- emplacements pour marqueurs
- parfaite stabilité : base lourde en acier et 4 pieds caoutchouc antidérapants
- capacité (largeur totale de rubans) 100 mm : **4 x rubans largeur 25 mm, ou 5 x rubans largeur 19 mm ou combinaison**
- dim. (lxpxh) : 143 x 302 x h121 mm

F13472 Distributeur multiple

Bandes adhésives en rouleaux de 36 mètres



	rubans longueur 36 mètres		
largeur	13 mm	19 mm	25 mm
Blanc	F134635	F1346375	F1346310
Jaune	F134632005	F134632075	F134632010
Vert	F134633005	F134633075	F134633010
Rouge	F134631005	F134631075	F134631010
Orange	F134635005	F134635075	F134635010
Bleu	F134634005	F134634075	F134634010
Prix HT			