


Supports éleveurs

- en aluminium
- en inox



- acier inoxydable 18/8 ou en aluminium anodisé
- molette de réglage pour les modèles à charge statique maximale comprise entre 10 et 50 kg
- clé à cliquet pour les modèles à charge statique maximale de 60 kg (livrée)



clé à cliquet livrée avec les modèles à charge maximum 60 kg pour faciliter l'élévation

référence	surface de pose (l x p)	hauteur plateau	charge maximale		Prix HT
			dynamique	statique	
supports éleveurs en acier inoxydable					
BC7115	100 x 100 mm	55 à 120 mm	5 kg	10 kg	
SML851	130 x 160 mm	60 à 245 mm	5 kg	15 kg	
BC7120	160 x 130 mm	60 à 275 mm	7 kg	30 kg	
BC7130	200 x 200 mm	60 à 275 mm	7 kg	30 kg	
SML852	200 x 200 mm	65 à 300 mm	10 kg	30 kg	
BC7140	240 x 240 mm	60 à 275 mm	7 kg	30 kg	
SML853	300 x 300 mm	80 à 450 mm	20 kg	50 kg	
BC7185	300 x 300 mm	130 à 470 mm	12 kg	60 kg	
BC7195	400 x 400 mm	130 à 470 mm	15 kg	60 kg	
supports éleveurs en aluminium anodisé bleu					
BC7016	100 x 100 mm	55 à 120 mm	5 kg	10 kg	
SML854	100 x 100 mm	45 à 140 mm	5 kg	10 kg	
SML855	150 x 150 mm	55 à 260 mm	10 kg	20 kg	
BC7021	160 x 130 mm	60 à 275 mm	7 kg	30 kg	
BC7031	200 x 200 mm	60 à 275 mm	7 kg	30 kg	
SML856	200 x 200 mm	60 à 295 mm	20 kg	30 kg	
BC7041	240 x 240 mm	60 à 275 mm	7 kg	30 kg	
BC7086	300 x 300 mm	130 à 470 mm	12 kg	60 kg	
BC7096	400 x 400 mm	130 à 470 mm	15 kg	60 kg	

Supports éleveurs BOY®

charge : de 20 à 90 kg

- support éleveur en aluminium
- plaques agrandissantes adaptables (selon modèle)



- la qualité et la précision de fabrication de ces supports éleveurs ont fait la renommée de cette marque suisse
- certains modèles peuvent recevoir une plaque agrandissante que l'on peut fixer sur la partie supérieure ou inférieure du support ; livrées à l'unité, ces plaques se fixent grâce à un simple boulon

réf.	surface de pose	hauteur plateau	charge max.	couleur	pois	Prix HT
BOY100	50 x 40 mm	31 à 93 mm	20 kg	vert	0,07 kg	
BOY105	80 x 75 mm	49 à 147 mm	30 kg	bleu	0,30 kg	
BOY110	120 x 140 mm	60 à 243 mm	50 kg	rouge	0,70 kg	
BOY115	122 x 150 mm	80 à 278 mm	80 kg	jaune	1,00 kg	
BOY116	180 x 216 mm	95 à 398 mm	90 kg	bleu	2,30 kg	
plaques agrandissantes						
BOY130	200 x 200 mm	plaque agrandissante pour BOY110 et BOY115				
BOY131	300 x 300 mm	plaque agrandissante pour BOY110 et BOY115				
BOY132	180 x 260 mm	plaque agrandissante pour BOY110 et BOY115				
BOY135	320 x 220 mm	plaque agrandissante pour BOY110 et BOY115				