

Pipettes Pasteur en plastique à usage unique



- incassables
- bulbe et pipette moulés d'une seule pièce
- pas de danger de contamination par les bords cassés des pipettes en verre
- reproductibilité parfaite des gouttes distribuées (exactitude $\pm 10\%$)
- pour toutes applications en chimie, biologie, pour la routine ou la recherche

pipettes non stériles en vrac



- en vrac en carton de 100, 250, 400 ou 500 unités suivant modèle

pipettes stériles en emballage par 20



- stérile par oxyde d'éthylène
- en sachet polyéthylène de 20 unités

pipettes stériles emballage individuel en sachet peel-pack




- stérile par oxyde d'éthylène
- sachet individuel polyéthylène / papier
- indications dates de stérilisation, de péremption, n° de lot

rep.	capacité totale / bulbe	graduation min. / max.	Ø tige	long.	nb. gouttes par ml	non stérile en vrac		stérile en emballage par 20		stérile en emballage individuel en sachet peel-pack	
						réf.	Prix HT les 1000	réf.	Prix HT les 1000	réf.	Prix HT les 1000
pipettes graduées											
A	5,0 / 1,8 ml	0,5 / 2,0 ml	7,0 mm	150 mm	25	L502					
B	7,0 / 3,2 ml	0,5 / 3,0 ml	7,8 mm	154 mm	22	L510		L510S2		L510S1	
C	5,0 / 3,1 ml	0,25 / 1,0 ml	5,0 mm	154 mm	25	L520		L520S2		L520S1	
pipettes usage général											
D	8,0 / 4,6 ml	-	6,3 mm	150 mm	22	L505		L505S2			
E	4,0 / 3,1 ml	-	2,5 mm	150 mm	25	L531				L531S1	
F	1,3 / 0,7 ml	-	2,9 mm	115 mm	22	L552					
G	1,7 / 0,9 ml	-	4,7 mm	87 mm	25	L504					
H	1,1 / 0,5 ml	-	3,9 mm	67 mm	22	L551					
pipettes pointes fines											
I	5,0 / 3,0 ml	-	3,0 mm	153 mm	50	L538				L538S1	
J	5,0 / 3,3 ml	-	5,0 mm	144 mm	50	L539				L539S1	
K	1,5 / 1,0 ml	-	3,0 mm	104 mm	50	L501				L501S1	
pipettes extra longues											
L	5,0 / 3,5 ml	1,0 / 5,0 ml	-	216 mm	18	L513					
M	23,0 / 7,1 ml	-	9,0 mm	300 mm	22	L512					
N	6,0 / 2,3 ml	-	5,0 mm	225 mm	25	L550					
250 / 324 µl Pipettes spéciales											
O	0,5 / 0,2 ml	-	3,8 mm	130 mm	-	L536					
P	1,3 / 1,0 ml	-	1,19 mm	50 mm	22	L537					



Pipettes Pasteur plastique grands modèles

- L512 - longueur 300 mm**
 - capacité totale 23,0 ml
 - capacité du bulbe : 7,1 ml
 - tige : Ø 9 mm
 - 22 gouttes / ml
 - longueur totale : 300 mm
- L550 - longueur 225 mm**
 - capacité totale 6,0 ml
 - capacité du bulbe : 2,3 ml
 - tige : Ø 5 mm
 - 25 gouttes / ml
 - longueur totale : 225 mm
- L513 - longueur 216 mm**
 - capacité totale 5,0 ml
 - capacité du bulbe : 3,5 ml
 - 18 gouttes / ml
 - longueur totale : 216 mm



Pipettes Pasteur en verre à usage unique



- pipettes de grande qualité en verre sodocalcique clair
- pipettes 150 à 270 mm en boîtes distributrices avec dispositif de fermeture anti-poussière
- pipettes 310 et 345 mm en coffret distributeur en polystyrène antichoc avec couvercle

type	long.	non stérile
L	216 mm	L513
M	300 mm	L512
N	225 mm	L550

référence	longueur	Prix HT
pipettes à pointe ouverte		
P150	150 mm les 1000	
P230	230 mm les 1000	
P270	270 mm les 1000	
pipettes à pointe ouverte cotonnée		
P150C	150 mm les 1000	
P230C	230 mm les 1000	
pipettes à pointe scellée		
P230S	230 mm les 1000	
P270S	270 mm les 1000	
pipettes stériles à pointe scellée et cotonnée		
P230ST	230 mm les 1000	
P270ST	270 mm les 1000	
P310ST	310 mm les 800	
P350ST	345 mm les 800	