

# Pipettes en plastique à usage unique

- sécurité totale : extrémité bouchée
- code couleur en fonction de la capacité
- graduations claires et indélébiles
- ménisque absolument plat : lecture facile
- précision : meilleure que 2%



**remises par quantités**  
 pour 1000 pipettes -10%  
 pour 3000 pipettes -15%  
 pour 5000 pipettes -20%  
 (toutes pipettes confondues)

### pipettes non stériles en sachet de 200 pièces

| référence | capacité | code   | grad.   | Prix HT<br>les 200 |
|-----------|----------|--------|---------|--------------------|
| LX50010   | 1 ml     | jaune  | 0,01 ml |                    |
| LX50012   | 2 ml     | vert   | 0,01 ml |                    |
| LX50013   | 5 ml     | bleu   | 0,1 ml  |                    |
| LX50014   | 10 ml    | orange | 0,1 ml  |                    |

### pipettes stériles (rayons gamma) en sachet de 25 pièces

| référence | capacité | code   | grad.   | Prix HT<br>les 100 |
|-----------|----------|--------|---------|--------------------|
| LX50120   | 1 ml     | jaune  | 0,01 ml |                    |
| LX50122   | 2 ml     | vert   | 0,01 ml |                    |
| LX50123   | 5 ml     | bleu   | 0,1 ml  |                    |
| LX50124   | 10 ml    | orange | 0,1 ml  |                    |

### pipettes stériles (rayons gamma) en emballage individuel

| référence | capacité | code   | grad.   | Prix HT<br>les 100 |
|-----------|----------|--------|---------|--------------------|
| LX50020   | 1 ml     | jaune  | 0,01 ml |                    |
| LX50022   | 2 ml     | vert   | 0,01 ml |                    |
| LX50023   | 5 ml     | bleu   | 0,1 ml  |                    |
| LX50024   | 10 ml    | orange | 0,1 ml  |                    |
| LX50025   | 25 ml    | rouge  | 0,2 ml  |                    |

- fabriquées avec les plus grandes exigences de qualité et de précision
- extrémité supérieure bouchée avec un bouchon spécial en acétate de cellulose à porosité et densité absolument constantes, la qualité du matériau permet d'éviter toute contamination du liquide pipeté par les particules du bouchon
- grâce au bouchon, toute contamination de l'opérateur est évitée
- code couleur très large, parfaitement visible
- système de codes couleur conforme aux normes ISO
- fabriquées en polystyrène cristal, très faible mouillage, ce qui permet d'obtenir un ménisque parfaitement plat et donc une lecture très facile

## PipKey800 - pipeteur automatique

- rapide : 25 ml en 4 secondes
  - pour pipettes 0,1 à 200 ml
  - 2 vitesses d'aspiration
  - autonomie : 8 heures
  - batteries NiMH rechargeables
- **2 vitesses d'aspiration**
  - **3 vitesses de distribution** : rapide, lente, ou par gravité
  - sélection de la vitesse par bouton placé à l'arrière de la tête, facilement accessible
  - éjection "Blow-Out" : évacuation de la dernière goutte de la pipette
  - vanne de sécurité : protection contre la contamination et le trop plein
  - filtres hydrophobes en PTFE livrés

- indicateur lumineux de batterie déchargée
- joint en silicone permettant de maintenir la pipette dans une position parfaitement verticale : sur demande
- alimentation : batterie rechargeable intégrée, autonomie 8 heures ou fonctionnement en continu sur secteur 230 V
- batterie rechargeable NiMH : durée de charge 2 à 3 heures
- poids : 215 g
- **livré complet** avec chargeur de batterie, support mural et 2 filtres hydrophobes (0,2 et 0,45 µm)

**PIPKEY800** Pipeteur complet avec batteries rechargeables et chargeur

