




# Pipettes graduées Hirshmann® en verre classe AS

- pipettes graduées Hirschmann® en verre classe AS certifiées conformes DIN 12697
- pipettes un trait (écoulement total) ou deux traits (écoulement partiel)
- pipettes Schellbach : fond blanc, meilleure visualisation du niveau de liquide
- certificat de qualité supérieur gravé d'un logo "H" certifié conforme avec numéro de lot et année de production
- longueur 360 mm (sauf modèles 25 ml et 50 ml longueur 450 mm)



			pipettes un trait zéro en haut grad. ambrées		pipettes un trait zéro en haut grad. bleues		pipettes deux traits zéro en haut grad. ambrées		pipettes un trait zéro en bas grad. ambrées		pipettes un trait zéro en bas grad. bleues		pipettes Schellbach un trait, fond blanc zéro en haut grad. bleues	
capacité	subdivision	tolérances	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	±0,005 ml	HL3029		HL3129		HL3229		HL3329		HL3429		HL3529	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	HL3033		HL3133		HL3233		HL3333		HL3433		HL3533	
1 ml	0,1 ml	±0,007 ml	HL3035		HL3135		HL3235		HL3335		HL3435			
2 ml	0,02 ml	±0,01 ml	HL3041		HL3141		HL3241		HL3341		HL3441		HL3541	
2 ml	0,1 ml	±0,01 ml	HL3042		HL3142		HL3242		HL3342		HL3442			
5 ml	0,05 ml	±0,03 ml	HL3053		HL3153		HL3253		HL3353		HL3453		HL3553	
5 ml	0,1 ml	±0,03 ml	HL3054		HL3154		HL3254		HL3354		HL3454		HL3554	
10 ml	0,1 ml	±0,05 ml	HL3060		HL3160		HL3260		HL3360		HL3460		HL3560	
20 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3065		HL3165		HL3265		HL3365		HL3465		HL3565	
25 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3070		HL3170		HL3270		HL3370		HL3470		HL3570	
50 ml	0,2 ml	±0,2 ml	HL3075		HL3175									

# Pipettes jaugées Hirshmann® en verre classe AS



- pipettes verre classe AS certifiées DIN 12691
- certificat de conformité gravé d'un logo "H" avec numéro de lot et année de production

**Certificat d'étalonnage individuel**

Certificat d'étalonnage individuel indiquant le volume nominal, le volume réel, la tolérance et l'incertitude de la pipette.

HL2000 Certificat d'étalonnage individuel



			pipettes un trait graduations ambrées		pipettes un trait graduations bleues		pipettes deux traits graduations ambrées	
capacité	long.	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
0,5ml	300 mm	± 0,005ml	HL3729		HL3829		HL3929	
1ml	300 mm	± 0,007ml	HL3733		HL3833		HL3933	
2ml	330 mm	± 0,01ml	HL3740		HL3840		HL3940	
3ml*	350 mm	± 0,01ml	HL3748		HL3848		HL3948	
4ml*	400 mm	± 0,015ml	HL3750					
5ml	400 mm	± 0,015ml	HL3755		HL3855		HL3955	
6ml*	420 mm	± 0,015ml	HL3756		HL3856			
7ml*	430 mm	± 0,015ml	HL3757		HL3857			
8ml*	440 mm	± 0,02ml	HL3758		HL3858			
9ml*	440 mm	± 0,02ml	HL3759		HL3859			
10ml	440 mm	± 0,02ml	HL3760		HL3860		HL3960	
15ml*	510 mm	± 0,03ml	HL3764		HL3864		HL3964	
20ml	510 mm	± 0,03ml	HL3765		HL3865		HL3965	
25ml	520 mm	± 0,03ml	HL3770		HL3870		HL3970	
30ml*	520 mm	± 0,03ml	HL3773		HL3873			
40ml*	540 mm	± 0,05ml	HL3774		HL3874			
50ml	540 mm	± 0,05ml	HL3775		HL3875		HL3975	
100ml	585 mm	± 0,08ml	HL3780		HL3880		HL3980	