

Aspire-pipette à refoulement rapide

- excellente prise en main
- pipetage facile et précis
- une seule main suffit



- pipetage précis d'une seule main
- convient pour pipettes en verre ou en plastique
- la molette actionnée grâce au pouce permet de pipeter et de distribuer le liquide
- résiste aux acides, alcalins, solvants organiques
- l'aspire-pipette n'entre pas en contact avec le liquide pipeté
- éjection "Blow-out" : pour refouler la dernière goutte, il suffira d'actionner la molette

| référence | couleur | volume max. | Prix HT |
|-----------|---------|-------------|-----------|
| F3791112 | BLEU | 2 ml | !F3791112 |
| F3791110 | VERT | 10 ml | !F3791110 |
| F3791125 | ROUGE | 25 ml | !F3791125 |

Aspire-pipette ergonomique

- nouvelle forme ergonomique
- résistant aux acides, alcalins et solvants organiques



- pipetage précis d'une seule main
- convient pour pipettes en verre ou en plastique
- la molette actionnée grâce au pouce permet de pipeter et de distribuer le liquide
- résiste aux acides, alcalins, solvants organiques
- l'aspire-pipette n'entre pas en contact avec le liquide pipeté
- éjection "Blow-out" : pour refouler la dernière goutte, il suffira d'actionner la molette

| référence | couleur | volume max. | Prix HT |
|-----------|---------|-------------|-----------|
| F379212 | BLEU | 2 ml | !F379212 |
| F3792110 | VERT | 10 ml | !F3792110 |
| F3792125 | ROUGE | 25 ml | !F3792125 |

Aspire-pipette smoothie

- 2 gammes de distribution pour une meilleure précision
- cône amovible autoclavable



- pipetage précis d'une seule main
- gamme 1 à 10 ml ou 1 à 25 ml
- la molette actionnée par le pouce permet de pipeter et de distribuer le liquide
- éjection "Blow-out" : évacuation de la dernière goutte
- compatible avec pipette à distribution par gravité
- cône amovible autoclavable

| référence | couleur | volume max. | Prix HT |
|-----------|---------|-------------|---------|
| SJ4000 | BLANC | 25 ml | !SJ4000 |
| SJ4100 | ROUGE | 25 ml | !SJ4100 |
| SJ4200 | JAUNE | 25 ml | !SJ4200 |
| SJ4300 | VERT | 25 ml | !SJ4300 |
| SJ4500 | BLEU | 25 ml | !SJ4500 |