

PROPIPETTE® MAXI

poire à pipeter de sécurité géante



- pipeteur à poire géante : contrôle très précis de l'aspiration et de la distribution
- volume : 0,1 à 100 ml
- confortable et utilisation très simple : presser la poire, puis contrôler l'aspiration ou la distribution par simple action sur le bouton de commande
- bouton "Blow-out" : évacuation de la dernière goutte
- compatible avec pipette à distribution par gravité
- équipé d'un filtre hydrophobe 3 µm protégeant le système contre les remontées de liquide

référence	Prix HT
PROMAX Poire Propipette® Maxi rouge	
PROFR Filtre de recharge	

PipKey800 - pipeteur électrique automatique



- rapide : 25 ml en 4 secondes
- pour pipettes 0,1 à 200 µl
- **2 vitesses d'aspiration**
- **3 vitesses de distribution** : rapide, lente, ou par gravité
- sélection de la vitesse par bouton placé à l'arrière de la tête, facilement accessible
- **éjection "Blow-Out"** : évacuation de la dernière goutte de la pipette
- vanne de sécurité : protection contre la contamination et le trop plein
- filtres hydrophobes en PTFE livrés
- indicateur lumineux de batterie déchargée
- joint en silicone permettant de maintenir la pipette dans une position parfaitement verticale
- alimentation : batterie rechargeable intégrée, autonomie 8 heures ou fonctionnement en continu sur secteur 230 V

- batterie rechargeable NIMH : durée de charge 2 à 3 heures
- poids : 215 g
- **livré complet avec chargeur de batterie, support mural et statif de table en ABS (dim. Ø136 x h76 mm), 2 filtres hydrophobes (0,2 µm et 0,45 µm)**



statif de table inclus



statif mural inclus

référence	Prix HT
PIPKEY800 Pipeteur complet avec batteries rechargeables, chargeur, support de table et statif mural	195,00 €
filtres de recharge	
PIPKEY840 Filtres 0,20 µm, les 5	
PIPKEY850 Filtres 0,45 µm, les 5	
PIPKEY860 Joint silicone	