


## Pincettes pour tubes souples



- pincettes de très haute qualité en acier galvanisé et polyamide
- 3 dimensions et 4 couleurs
- codage couleur idéal pour la reconnaissance facile des circuits de fluide
- réglage très précis du débit par vis micrométrique
- tube écrasé sur une grande surface ce qui évite sa détérioration
- peuvent être montées **sans démonter** les circuits de tubes, la pincette se séparant entièrement en deux parties
- résistance jusqu'à 110°C

### pincettes pour tubes Ø 10 mm max.

B8619102	rouge
B8619105	bleue
B8619106	verte
B8619104	jaune

### pincettes pour tubes Ø 15 mm max.

B8619152	rouge
B8619155	bleue
B8619156	verte
B8619154	jaune

### pincettes pour tubes Ø 20 mm max.

B8619202	rouge
B8619205	bleue
B8619206	verte
B8619204	jaune

## Indicateurs de flux pour liquides et gaz



- indication optique précise de la vitesse d'écoulement
- fonctionnement dans les deux sens et dans toute position de montage
- compact : 88 x 40 x 15 mm
- raccords olive pour tubes Ø 6 à 11 mm
- pression max : 2 bar
- 3 couleurs : idéal pour l'identification facile des circuits de fluide


qualité standard,  
pour milieux non agressifs,  
30°C maximum

B87215	bleu
B87212	rouge
B87213	noir

qualité PMP®,  
excellente résistance chimique,  
(sauf soude concentrée et solvants)  
60°C maximum, stérilisables

B87205	bleu
B87202	rouge
B87203	noir


## Régulateurs de débit



- moulés en polycarbonate, autoclavables
- excellente résistance mécanique
- **régulateur tout ou rien** pour tubes minces Ø ext. max. 4,7 mm, fermeture parfaite du tube
- **régulateur 15 positions** pour tubes Ø ext. 3,2 à 11 mm
- **régulateur 12 positions** pour tubes Ø ext. jusqu'à 19 mm

référence	régulation	Prix HT
F18227	tout ou rien les 100	
F18228	15 positions les 12	
F18229	12 positions les 6	

## Cutter pour tubes plastiques



pour tubes Ø ext. 1 à 19 mm en plastique ou en caoutchouc

H21010 Cutter pour tubes

## Assortiment de raccords et de bouchons



### Coffret complet de 76 pièces

- 10 raccords droits (2 de chaque taille)
- 12 raccords réducteurs (2 de chaque taille)
- 12 raccords en T (2 de chaque taille)
- 12 raccords en Y (2 de chaque taille)
- 6 raccords rapides (2 de chaque taille)
- 24 bouchons polyéthylène (2 de chaque taille)

F19625 Coffret assortiment

## Sélecteur de tubes



- permet la détermination rapide des diamètres intérieurs et extérieurs de tubes, raccords de tubes, tubes à essai, etc.
- Ø 1,5 à 16 mm (métrique)
- en polypropylène incassable
- dim. (LxIxh) : 120 x 50 x 12 mm

F13390 Sélecteur de tubes