

Conteneurs inox avec couvercle

capacité
1 à 150 litres



avec anse



avec poignée

- conteneurs et couvercles extrêmement robustes en acier inoxydable 18/8
- conteneurs avec anse ou poignée (au choix)

| référence | dimensions Ø x h | capacité | Prix HT |
|-----------|---------------------|----------|---------|
|-----------|---------------------|----------|---------|

conteneurs à anse

| | | | |
|--------|----------------|-----------|--|
| BC8300 | Ø 100 x 140 mm | 1 litre | |
| BC8301 | Ø 130 x 150 mm | 2 litres | |
| BC8302 | Ø 155 x 180 mm | 3 litres | |
| BC8304 | Ø 175 x 240 mm | 5 litres | |
| BC8305 | Ø 175 x 280 mm | 6 litres | |
| BC8307 | Ø 200 x 300 mm | 10 litres | |

conteneurs à poignée

| | | | |
|--------|----------------|------------|--|
| BC8340 | Ø 270 x 375 mm | 20 litres | |
| BC8341 | Ø 300 x 375 mm | 25 litres | |
| BC8342 | Ø 300 x 440 mm | 30 litres | |
| BC8344 | Ø 350 x 550 mm | 50 litres | |
| BC8346 | Ø 400 x 600 mm | 75 litres | |
| BC8347 | Ø 450 x 670 mm | 100 litres | |
| BC8348 | Ø 550 x 670 mm | 150 litres | |

Conteneurs isolants à double paroi avec couvercle

capacité
5 ou 10 litres



- conteneurs et couvercles en acier inoxydable 18/8
- double paroi : excellente isolation
- anse
- empilables

conteneurs isolants grand volume

| référence | dimensions Ø int. / Ø ext. x h | capacité | Prix HT |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|
| BC8081 | Ø175 / 215 x 285 mm | 5 litres | |
| BC8082 | Ø220 / 260 x 325 mm | 10 litres | |

Béchers inox droits

3 modèles :

- ✓ rebord et bec verseur
- ✓ rebord et anse
- ✓ rebord, anse et bec verseur



- béchers en acier inoxydable 18/8
- capacité : 100 ml à 5 litres

| référence | dimensions Ø x h | capacité | Prix HT |
|-----------|---------------------|----------|---------|
|-----------|---------------------|----------|---------|

béchers avec rebord et bec verseur

| | | | |
|--------|---------------|----------|--|
| BC8510 | Ø 50 x 60 mm | 100 ml | |
| BC8511 | Ø 65 x 85 mm | 250 ml | |
| BC8512 | Ø 80 x 110 mm | 500 ml | |
| BC8513 | Ø100 x 130 mm | 1 000 ml | |
| BC8514 | Ø120 x 180 mm | 2 000 ml | |
| BC8515 | Ø150 x 180 mm | 3 000 ml | |
| BC8516 | Ø180 x 210 mm | 5 000 ml | |

béchers avec rebord et anse

| | | | |
|--------|---------------|----------|--|
| BC8520 | Ø 50 x 60 mm | 100 ml | |
| BC8521 | Ø 65 x 85 mm | 250 ml | |
| BC8522 | Ø 80 x 110 mm | 500 ml | |
| BC8523 | Ø100 x 130 mm | 1 000 ml | |
| BC8524 | Ø120 x 180 mm | 2 000 ml | |
| BC8525 | Ø150 x 180 mm | 3 000 ml | |
| BC8526 | Ø180 x 210 mm | 5 000 ml | |

béchers avec rebord, bec verseur et anse

| | | | |
|--------|---------------|----------|--|
| BC8530 | Ø 50 x 60 mm | 100 ml | |
| BC8531 | Ø 65 x 85 mm | 250 ml | |
| BC8532 | Ø 80 x 110 mm | 500 ml | |
| BC8533 | Ø100 x 130 mm | 1 000 ml | |
| BC8534 | Ø120 x 180 mm | 2 000 ml | |
| BC8535 | Ø150 x 180 mm | 3 000 ml | |
| BC8536 | Ø180 x 210 mm | 5 000 ml | |