

Stations de premiers soins

- solution rince_oeil
- distributeurs de lingettes nettoyantes
- distributeurs de pansements
- recharges disponibles

Station de premiers soins

- station murale avec miroir
- flacon lave-oeil avec oeillette ergonomique et couvercle anti-poussière
- distributeurs de lingettes nettoyantes pour plaies
- distributeur de pansements panaché de 45 x **tissés** et 45 x **étanches**
- livrée avec un pictogramme d'instruction d'utilisation



Flacons rince-oeil avec solution de rinçage stérile

- solution de rinçage en cas de blessure oculaire légère par des corps étrangers
- **flacons standard avec sérum physiologique stérile** : solution de chlorure de sodium à 0,9 %
- la solution pour lavage des yeux doit pénétrer dans les yeux par un flux léger et uniforme : pressez le flacon légèrement sans le serrer
- flacon avec oeillette ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions d'utilisation



Distributeur de pansement

- pansement emballé individuellement et de manière hygiénique
- le pansement se tire d'une main et laisse apparaître une face automatiquement découverte
- 3 types de pansements :
 - **tissés** en matière élastique perméable à l'air qui s'adapte aux mouvements de la peau
 - **étanches** fabriqué en polyéthylène, perméable à l'air et résistant à l'eau spécialement conçu pour les lieux de travail très humides
 - **déTECTABLES STÉRILES** : fabriqués en polyéthylène colorés en bleu et avec surface métallique incorporée, **étanches** perméable à l'air et résistant à l'eau spécialement conçu pour les lieux de travail très humides là où une grande hygiène est requise



Distributeur de lingettes nettoyantes

- lingettes nettoyantes des plaies imprégnées d'une solution stérile et antibactérienne avec de la Chlorexidine
- lingettes dimensions 130 x 200 mm pliées à la côte de 40 x 40 mm
- paquet de 40 lingettes emballées individuellement

réf.	Prix HT
SR5101	Station de premiers soins
SR4613	Flacon rince-oeil stérile 500 ml
SR5551	Recharge 40 lingettes nettoyantes
SR5512	Recharge 45 pansements tissés
SR5511	Recharge 45 pansements étanches
SR5513	Recharge 45 pansements détectables (surface métal, couleur bleu)