

## Gants de sécurité

jusqu'à +230 °C



- doux, pliables, lavables, idéal pour manipulation des objets chauds issus de l'autoclave ou de l'étuve
- sans amiante
- couleur orange, très visible
- modèle manchette haute (long. 28 cm)

réf.	manchette	long. totale	Prix HT
H132010	13 cm	33 cm	la paire
H132011	28 cm	47 cm	la paire

## Gants cryogéniques

utilisables avec azote liquide en phase vapeur jusqu'à -190°C



- confortable, maniable et imperméable
- gant cryogénique prolongé par une manchette de protection de l'avant-bras de l'utilisateur
- enveloppe externe en polyamide bleu imperméable et interne en polyester et coton combiné à un film de polyoléfin
- **applications** : atmosphère cryogénique (azote, oxygène et hélium liquide, etc.) et de congélation (congélateur, etc.)

référence	Prix HT
BP1360 Gant cryogénique, taille femme, long. 360 mm, la paire	
BP1380 gant cryogénique, taille homme, long. 380 mm, la paire	

## Distributeur de pansements



- pansements en emballage individuel
- pansement prêt à l'emploi et peut-être tiré d'une seule main
- quantité restante visible
- hygiénique : les autres pansements ne peuvent être souillés
- possibilité de verrouillage anti-volet : clé fournie
- fixation fournies
- capacité 90 pansements 72 x 25 mm (2 recharges de 45 pansements)
- dimensions : 230 x 30 x h130 mm, 350 g
- 3 modèles :
- **pansements tissés** : élastiques perméables à l'air
- **pansements étanches** : perméables à l'air, résistants à l'eau pour les lieux de travail très humides
- **pansements détectables stériles** : en polyéthylène bleu avec surface métallique incorporée, étanches, perméables à l'air, résistants à l'eau, spécialement conçus pour les lieux de travail très humides et partout où une grande hygiène est requise

référence	Prix HT
<b>distributeur de pansement</b>	
SR5502 distributeur 90 pansements tissés	
SR5501 distributeur 90 pansements étanches	
SR5503 distributeur 90 pansements détectables stériles	
<b>recharges</b>	
SR5512 Recharge 45 pansements tissés	
SR5511 Recharge 45 pansements étanches	
SR5513 Recharge 45 pansements détectables stériles	

## Station premiers soins



### Station murale avec miroir composée de :

- flacon lave-œil avec œillère ergonomique et couvercle anti-poussière
- distributeurs de lingettes nettoyantes
- distributeur de pansements avec 45 pansements **tissés** et 45 pansements **étanches**
- livrée avec un pictogramme d'instructions d'utilisation

### Rince-œil avec solution stérile

- solution de rinçage en cas de blessure oculaire légère par des corps étrangers
- **flacons standard avec sérum physiologique stérile** : solution de chlorure de sodium à 0,9 %
- flacon avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions d'utilisation

### Distributeur de pansements

- pansements en emballage individuel
- 3 modèles : voir ci-contre pour descriptif

### Distributeur de lingettes nettoyantes

- lingettes nettoyantes imprégnées d'une solution stérile et antibactérienne avec une solution de chlorexidine
- dim. lingettes : 130x200 mm à plat et 40x40 mm pliées
- paquet de 40 lingettes emballées individuellement

référence	Prix HT
<b>station premiers soins complète</b>	
SR5101  Station de premiers soins recharges	
SR4613  Flacon rince-œil 500 ml stérile	
SR5551  Recharge 40 lingettes	
SR5512 Recharge 45 pansements tissés	
SR5511 Recharge 45 pansements étanches	
SR5513 Recharge 45 pansements détectables stériles	