

Conteneur de sécurité



- conteneur à déchets, sigle "biohazard" (danger biologique) pour déchets biologiques, aiguilles, tubes etc.
- couvercle de sécurité coulissant avec système de fermeture bloquant : ouverture demi circulaire rayon 6 cm
- **dispositif spécial** placé sur le couvercle pour la **récupération des aiguilles**, obturé lorsque le couvercle est fermé pour une sécurité maximale
- capacité 4 litres, dim. : Ø 200x170 mm

référence **Prix HT**

LX51020 Conteneur de sécurité pour déchets biologiques, l'unité

Conteneurs de sécurité géants

35 ou 60 litres
couvercle hermétique



- forme rectangulaire
- en polypropylène : résistance aux agressions physiques et chimiques
- couvercle hermétique

référence **Prix HT**

AX4110 Conteneur de sécurité 35 l, dim 400 x 300 x h360 mm

AX4111 Conteneur de sécurité 60 l, dim. 400 x 300 x h570 mm

SharpSafe® conteneurs de sécurité NF X 30-500

sécurité maximum pour les utilisateurs
et pour l'environnement



6

- récupération des déchets tranchants ou contaminés (y compris des aiguilles)
- incinérables et autoclavables
- résistance aux chocs et aux solvants

- pour la **récupération des déchets tranchants ou contaminés**
- **conteneurs certifiés NF X 30-500** : sécurité optimale pour les utilisateurs comme pour l'environnement (qualité en conformité avec les recommandations du GERES/circulaire DH/S12-DGS/VS3 n°554 du 01/09/98, résistance à la perforation de 12,5N mini. 15N en moyenne)
- en **polypropylène rigide**, résistant aux chocs, aux objets tranchants ou perforants ainsi qu'aux solvants
- **récupération des aiguilles de seringues** : le couvercle est muni d'un orifice spécial facilitant le détachement et la récupération des aiguilles sans aucun contact manuel, un orifice permet le

- maintien du capuchon de protection des aiguilles pour faciliter les manipulations en toute sécurité
- couvercle pour fermeture provisoire ou définitive du conteneur
- ouverture munie d'un battant transparent qui se referme après chaque introduction de déchets (évite toute dispersion accidentelle des déchets), après fermeture, le conteneur est prêt à être traité (autoclavage et/ou incinération)
- poignée de transport
- système de fixation mural ou sur chariot garantissant une stabilité parfaite du conteneur (en option)
- incinération des conteneurs sans aucune émanation toxique

capacité	dimensions (l x p x h) mm	référence	Prix HT
0,45 litre	169 x 103 x h50 mm	AX1015	
0,60 litre	221 x 106 x h54 mm	AX1020	1
1 litre	188 x 106 x h90 mm	AX1050	2
2 litres	168 x 196 x h120 mm	AX1100*	3
4 litres	248 x 175 x h175 mm	AX1200	4
7 litres	382 x 175 x h175 mm	AX1300	5
11 litres	297 x 288 x h186 mm	AX1400	6 sur demande

* : 10 supports gratuits par carton de 50 conteneurs AX1100