

## Armoires ventilées et filtrées pour produits corrosifs

- **étagères** en forme de bac de rétention permettant de retenir les liquides en cas de renversement accidentel, position dans l'armoire réglable
- **armoire livrée** avec 3 étagères en acier peint (autres matières en option)
- **étagères sur glissières** : jeu de glissières pour étagères 600 mm en acier peint (LMS164), 1 jeu par étagère (option LMS167)
- charge maximum : 80 kg par étagère
- **serrure de porte livrée avec 1 clé**
- ouverture de porte à 110°
- **option séparation verticale** : montage d'une cloison verticale au milieu des armoires 2 portes pour créer deux compartiments distincts (les 3 étagères livrées en standard sont remplacées par 4 étagères LMS164)
- construction double paroi en acier galvanisé, épaisseur 10 mm, recouverte de peinture époxy résistante aux acides
- pieds en acier à hauteur réglable

### Modèles ventilés et filtrés

- **aspiration des vapeurs par ventilateur intégré**, carter en acier peint, moteur IP44, débit 200 m³/h, raccord de sortie Ø 120 mm
- **filtration** assurée par filtre au charbon actif à cartouche interchangeable



7 (livrée avec 3 étagères)  
+ 1 étagère supplémentaire LMS164  
+ 4 jeux de glissières LMS167

- ▶ porte pleine ou vitrée
- ▶ armoire standard ou ventilée
- ▶ étagères en bac de rétention



	armoires 1 porte pleine	armoires 2 portes pleines	armoires 1 porte vitrée	armoires 2 portes vitrées
largeur externe	600 mm	1140 mm	600 mm	1140 mm
volume interne	450 litres	890 litres	450 litres	890 litres
dim. internes (lxpxh)	550 x 550 x h1500 mm	1080 x 550 x h1500 mm	550 x 550 x h1500 mm	1080 x 550 x h1500 mm
étagères nb. livrées / nb. max.	3 / 5 étagères	3 / 5 étagères	3 / 5 étagères	3 / 5 étagères
dim. étagères (lxpxh)	490 x 550 x 30 mm	1030 x 550 x 30 mm	490 x 550 x 30 mm	1030 x 550 x 30 mm
capacité de rétention étagère	7 litres	15 litres	7 litres	15 litres
dim. ext. non ventilée (lxpxh)	600 x 600 x h1600 mm	1140 x 600 x h1600 mm	600 x 600 x h1600 mm	1140 x 600 x h1600 mm
dim. ext. ventilée (lxpxh)	600 x 600 x h1900 mm	1140 x 600 x h1900 mm	600 x 600 x h1900 mm	1140 x 600 x h1900 mm
poids non vent. / ventilée	70 / 80 kg	110 / 125 kg	70 / 80 kg	110 / 125 kg
Armoires standard	LMS400 1	LMS900 2	LMS400V 3	LMS900V 4
Armoires ventilées	LMS410 5	LMS910 6	LMS410V 7	LMS910V 8
<b>accessoires</b>				
étagère acier peint	LMS164	LMS921	LMS164	LMS921
système glissière pour étagère	LMS167	-	LMS167	-
étagère inox	LMS165	LMS922	LMS165	LMS922
étagère polypropylène	LMS166	LMS923	LMS166	LMS923
filtre de recharge	LMS102	LMS103	LMS102	LMS103
séparation verticale + 4 étagères	-	LMS104	-	LMS104