

Armoires combinées : produits inflammables / acides / bases / poisons



1



2



3

Compartiment produits inflammables

- compartiment pour produits inflammables certifié EN14470-1 type 90 minutes
- 3 étagères en acier peint époxy, hauteur réglable, dim. (lxpxh) : 450 x p385 x h30 mm
- bac de rétention avec caillebotis charge max. 100 kg
- 2 clapets d'aération à l'arrière avec fermeture automatique au-dessus de 70°C
- **pédale de blocage des portes en position ouverte**, fusible thermosensible pour fermeture forcée au-dessus de 50°C pour le compartiment pour produits inflammables

Compartiment pour acides

- 2 étagères en acier peint époxy, hauteur réglable, charge max. 80 kg par étagère
- dim. (lxpxh) : 490 x p550 x h30 mm

Compartiment pour bases

- compartiment pour bases suivant normes EN61010-1 et CEI66-5
- 2 étagères en acier inox, hauteur réglable, charge max. 80 kg par étagère
- dim. (lxpxh) : 490 x p550 x h30 mm

Compartiment pour poisons

- 2 étagères en acier peint époxy, hauteur réglable, charge max. 80 kg par étagère
- dim. (lxpxh) : 490 x p550 x h30 mm

Options

- **système ventilation standard** posé sur le dessus de l'armoire il ventile tous les compartiments, 200 m³/h, dim. 1200 x 600 x 300 mm
- **module de ventilation avec filtration incorporée conforme à la norme NFX15211** pour la filtration et le rejet de l'air confiné d'une armoire directement dans le local ; permet l'installation d'une armoire **sans extraction vers l'extérieur**, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif

Caractéristiques générales

- construction double paroi en acier électro-galvanisé épaisseur 10 mm, peinture époxy résistante aux acides, serrure de porte livrée avec 1 clé
- dim. ext. (lxpxh) : 1200 x 600 x h1950 mm
- poids : 380 kg

compartiment inflammable	compartiment acides	compartiment bases	compartiment poisons	armoires ventilées
550 x p550 x h1500 mm	600 x 550 x h925 mm porte pleine	600 x 550 x h925 mm porte pleine	-	CCF1200 1
550 x p550 x h1500 mm	600 x 550 x h600 mm porte pleine	600 x 550 x h600 mm porte pleine	600 x 550 x h600 mm porte pleine	CCF1210 2
550 x p550 x h1500 mm	600 x 550 x h600 mm porte vitré	600 x 550 x h600 mm porte vitré	600 x 550 x h600 mm porte vitrée	CCF1220 3

options

Étagère supplémentaire inox (compartiment bases)	CCF1201	
Étagère supplémentaire acier peint (compartiment acides / compartiment poisons)	CCF1202	
Étagère supplémentaire acier peint (compartiment produits inflammables)	CCF1203	
Système ventilation standard	CCF1204	
Module ventilation-filtration NFX15211	LMD900	
Système raccordement LMD900 sur les deux sorties ventilation de l'armoire	LMD908	95,00 €
Pré-filtre anti-poussière pour LMD900	LMD901	
Filtre pour acide pour LMD900	LMD902	
Filtre pour acide et solvants pour LMD900	LMD903	
Filtre pour solvants pour LMD900	LMD904	