

Décompteur mécanique 60 minutes



- décompteur mécanique de 1 à 60 min, avec sonnerie en fin de décompte
- cadran gradué 0 à 60 min
- construction robuste en plastique ABS
- dim. (l x p x h) : 90 x 90 mm
- poids : 100g
- utilisation sur table grâce à une béquille, fixation mural ou fixation sur surface métallique (dos magnétique)

réf. **Prix HT**
CM62 Décompteur mécanique 60 min

Décompteur mécanique 120 minutes



- décompteur mécanique 1 à 120 min, avec sonnerie en fin de décompte
- cadran gradué 0 à 120 min
- 2 positions : peut être posé en position droite sur la paillasse ou fixé au mur
- construction robuste en plastique ABS
- dim. (l x p x h) : 72x50x72 mm
- poids : 130 g

réf. **Prix HT**
CMG120 Décompteur mécanique 120 min

Décompteur 100 minutes à clavier décimal



- décompteur 99 min 59 s, résolution 1 s
- écran : 31 x 12 mm, hauteur chiffres : 10 mm
- programmation facile sur clavier numérique décimal
- alarme puissante 1 min
- béquille, pendentif, clip de poche et dos magnétique
- dim. (l x p x h) : 55x15x95 mm
- poids : 42 g
- livré avec pile, autonomie 1 an

réf. **Prix HT**
CMX102 Décompteur 100 min à clavier décimal

Décompteur 100 minutes



- décompteur 99 min 59 s, résolution 1 s
- programmation facile à l'aide des touches min. et sec.
- affichage LCD 31 x 15 mm, hauteur des chiffres : 13 mm
- alarme 1 minute en fin de décompte
- dernière programmation mémorisée
- dim. (l x p x h) : 72x16x58 mm
- poids : 45 g
- dim. écran : 31 x 15 mm
- livré avec pile R06

réf. **Prix HT**
CMX27 Décompteur 100 min

Compteur - décompteur 2 canaux - 2 alarmes

- **2 compteurs - 2 décompteurs 24 h**, résolution 1 seconde
- programmation facile à l'aide des touches heures, minutes et secondes
- affichage 36 x 12 mm, hauteur des chiffres : 9 mm
- horloge 12 heures (AM/PM)
- 2 alarmes distinctes (1 min) pour les 2 décompteurs
- 2 mémoires : dernières programmations mémorisées
- dim. (l x p x h) : 73x30x63 mm
- poids : 60 g



- béquille, clip de poche et dos magnétique, livré avec pile R03

réf. **Prix HT**
CMX60 Compteur / décompteur 24 h, 2 canaux

Décompteur 100 minutes économique

- décompteur 99 min 59 s, résolution 1 s, touches minutes et secondes
- affichage LCD, 27 x 12 mm, hauteur des chiffres 10 mm
- alarme 30 s
- utilisation sur table grâce à une béquille, en clip de poche ou fixation sur surface métallique (dos magnétique)
- dim. (l x p x h) : 62x24x52 mm
- poids : 50 g
- livré avec pile



réf. **Prix HT**
CMX61 Décompteur 100 min