

Compteur-décompteur multifonctions avec alarme

3 fonctions à la seconde près

- compteur
 - 2 décompteurs
 - horloge et réveil
- béquille, clip de poche et dos magnétique
 - construction robuste boîtier métal
 - dim. (l x p x h) : 67 x 20 x 55 mm
 - poids : 80 g
 - écran : 40 x 17 mm, hauteur des chiffres : 15 mm
 - livré avec pile, autonomie 1 an

réf. **CMX23** Compteur -
décompteur 3 fonctions

Prix HT **!CMX23**



Compteur décompteur 20 heures



- 0 à 19 heures 59 minutes
- compteur / décompteur
- alarmes : 4 bips sonores 10 minutes avant la fin du décompte et 8 bips sonores 50 secondes avant la fin du décompte, alarme d'une minute en fin de décompte
- fonction horloge
- dimensions : 80 x 38 x 11 mm
- dim. écran : 18 x 9 mm, chiffres : 7 mm
- poids : 25 g
- livré avec pile, autonomie 1 an

CMP22 Compteur-décompteur porte-clé **999,00 €**

Compteur décompteur 100 minutes



- pratique, léger et compact, sa pince au dos permet le port au revers d'une blouse
- affichage LCD, 18 x 9 mm
- décompteur 99 min 59 s, résolution 1 seconde
- programmation directe à l'aide des touches "M" (minutes) et "S" (secondes)
- alarme de fin de décompte : durée 30 secondes
- mémoire de la dernière programmation
- dim. (l x p x h) : 57 x 15 x 40 mm / 40 g
- livré complet avec pile, autonomie 1 an

CMX14 Compteur-décompteur 100 min **999,00 €**

Compteur décompteur 10 heures à clavier décimal



- décompte programmable jusqu'à 10 heures à la seconde à l'aide du clavier décimal
- alarme puissante 1 min
- dernière programmation mémorisée
- affichage du temps de dépassement de l'alarme
- fonction horloge
- utilisation sur table grâce à une béquille ou fixation sur surface métallique (dos magnétique)
- dim. (l x p x h) : 75 x 30 x 63 mm / 80 g
- dim écran : 59 x 21 mm, chiff. : 19 mm
- livré complet avec pile

CMX103 Compteur-décompteur 10 h à clavier décimal **999,00 €**

Compteur décompteur 100 heures à clavier décimal



- décompte programmable jusqu'à 100 heures à l'aide du clavier décimal
- alarme 1 min
- dernière programmation mémorisée
- affichage digital LCD, 38 x 16 mm, chiffres : 8 mm
- fonction chronomètre 10 h au 1/100^{ème} de sec (temps net, au tour et intermédiaire)
- utilisation sur table (béquille), fixé à une surface métallique (dos magnétique) ou clip de poche
- dim. (l x p x h) : 70 x 10 x 70 mm / 70 g
- livré complet avec pile

CMX251 Compteur-décompteur 100 h à clavier décimal **999,00 €**