

Compteur - décompteur 100 heures - 5 canaux



- 1 compteur - 4 décompteurs 100 heures, résolution 1 seconde
- programmation facile à l'aide des touches heures, minutes et secondes
- affichage 50 x 21 mm, chiffres : 20 mm
- fonction horloge 12 / 24 heures
- 4 alarmes distinctes (4 décompteurs)
- affichage temps de dépassement
- dernières programmations mémorisées
- dim. (l x p x h) : 73 x 15 x 65 mm / 70 g
- béquille, clip de poche, dos magnétique, pile

référence

Prix HT

CMX38 Compteur-décompteur 100 h,
5 canaux, 4 alarmes

Compteur- décompteur 20 heures 4 canaux



- 1 compteur, 3 décompteurs 20 h, résolution 1/100^{ème} de seconde
- 4 canaux simultanés, 3 mémoires
- horloge / réveil 24 heures
- affichage digital géant de 2 canaux simultanés et de l'heure
- affichage temps de dépassement
- alarmes acoustiques distinctes pour chaque canal
- béquille et dos magnétique
- dim. (l x p x h) : 65 x 25 x h85 mm / 100 g
- affichage : 47 x 41 mm, chiffres : 5 mm
- livré avec pile 1,5 V

référence

Prix HT

CMX401 Compteur-décompteur 20 h,
4 canaux, 3 alarmes

Compteur- décompteur 24 heures 3 canaux



- 1 compteur, 2 décompteurs, 24 heures, résolution 1 s, une alarme par canal de décompteur
- 2 deux canaux simultanés, visualisation du temps de dépassement
- horloge 24 heures, résolution 1 s
- mémorisation du dernier temps programmé sur chaque canal
- béquille, clip de poche et dos magnétique
- construction robuste en plastique ABS
- dim. (l x p x h) : 95 x 15 x 140 mm / 190 g
- affichage : 62 x 38 mm, chiffres : 13 mm
- livré avec pile 1,5 V

référence

Prix HT

CMX21 Compteur-décompteur 24 h,
3 canaux, 2 alarmes

Compteur-décompteur étanche 100 min



- compteur décompteur 100 min, résolution 1 seconde
- étanche : corps flottant : 0,2 bar - 20 m
- alarme sonore puissante 1 min (115db)
- programmation facile minutes et secondes, affichage temps de dépassement
- béquille et dos magnétique
- dim. (l x p x h) : 75 x 25 x 75 mm / 150 g
- livré avec pile
- dernières programmations mémorisées

référence

Prix HT

CMX255 Compteur-décompteur 100 min
étanche

Compteur-décompteur vibrant et lumineux



- compteur décompteur 19h59min ou 99min59sec
- résolution 1 seconde ou 1 min
- alarme sonore - visuelle - vibrante au choix
- mémorisation dernier réglage
- écran LCD
- hauteur chiffres : 12 mm
- pince et dos magnétique
- dim. (l x p x h) : 74 x 48 x 31 mm / 110 g
- livré avec 2 piles AAA

référence

Prix HT

CMX63 Compteur-décompteur 20 h
vibrant et lumineux

Compteur-décompteur 100 min



- compteur décompteur 100 min, résolution 1 seconde
- horloge 12 h avec alarme
- réglage du temps directement par rotation de la bague (+ / -), à la seconde près
- écran LCD, hauteur chiffres : 10 mm
- dépassement de temps
- béquille, pince et dos magnétique
- dim. : Ø76 x 39 mm
- livré avec pile AAA

référence

Prix HT

CMX62 Compteur-décompteur
rond, 100 min