


Portoires en acier inoxydable



référence	capacité	ouverture	dimensions	Prix
pour tubes Ø 10 à 12 mm - tubes courts				
AX38305	24 (6 x 4)	13 mm	95 x 63 x h35 mm	
AX38306	50 (10 x 5)	13 mm	155 x 80 x h35 mm	
AX38308	100 (10 x 10)	13 mm	155 x 155 x h35 mm	
pour tubes Ø 10 à 12 mm - tubes longs				
AX38311	50 (10 x 5)	13 mm	155 x 80 x h70 mm	
pour tubes Ø 12 à 14 mm - tubes longs				
AX38314	24 (6 x 4)	15 mm	110 x 75 x h60 mm	
AX38316	50 (10 x 5)	15 mm	175 x 85 x h60 mm	
AX38317	100 (20 x 5)	15 mm	340 x 90 x h60 mm	
AX38318	100 (10 x 10)	15 mm	175 x 175 x h60 mm	
pour tubes Ø 16 à 18 mm - hauteur minimum 50 mm				
AX38322	12 (4 x 3)	19 mm	87 x 65 x h40 mm	
AX38323	24 (6 x 4)	19 mm	125 x 85 x h40 mm	
AX38325	48 (8 x 6)	19 mm	165 x 125 x h40 mm	
AX38326	50 (10 x 5)	19 mm	210 x 110 x h40 mm	
AX38328	100 (10 x 10)	19 mm	210 x 210 x h40 mm	

référence	capacité	ouverture	dimensions	Prix
pour tubes Ø 16 à 18 mm - hauteur mini 70 mm				
AX38329	12 (4x3)	19 mm	87 x 65 x h60 mm	
AX38330	24 (6x4)	19 mm	125 x 85 x h60 mm	
AX38332	48 (8x6)	19 mm	165 x 125 x h60 mm	
AX38333	50 (10x5)	19 mm	210 x 110 x h60 mm	
AX38336	100 (10x10)	19 mm	210 x 210 x h60 mm	
AX38337	150 (15x10)	19 mm	318 x 214 x h56 mm	
pour tubes Ø 16 à 18 mm - hauteur mini 95 mm				
AX38339	24 (6x4)	19 mm	125 x 85 x h85 mm	
AX38341	50 (10x5)	19 mm	210 x 110 x h85 mm	
AX38342	100 (20x5)	19 mm	415 x 110 x h85 mm	
AX38343	100 (10x10)	19 mm	210 x 210 x h85 mm	
pour tubes Ø 19 à 23 mm				
AX38344	12 (4x3)	25 mm	111 x 84 x h85 mm	
AX38345	24 (6x4)	25 mm	165 x 110 x h85 mm	
AX38347	48 (8x6)	25 mm	219 x 166 x h85 mm	
AX38349	100 (10x10)	25 mm	265 x 265 x h85 mm	

portoires à la demande

Nous réalisons pour vous des portoires en acier inoxydable à la demande (dimensions, nombre de tubes, etc.), même pour des petites quantités. Consultez-nous !