

Paniers carrés en acier inox



- paniers carrés en fil d'acier inoxydable
- très robustes
- anse rabattable en acier inoxydable
- cloisons croisées ou séparations sur demande
- couvercle sur demande

réf.	dimensions	Prix HT
AX38101	118 x 118 x h144 mm	
AX38104	140 x 140 x h70 mm	
AX38105	139 x 139 x h139 mm	
AX38106	160 x 160 x h140 mm	
AX38108	210 x 210 x h180 mm	
AX38110	300 x 300 x h200 mm	

Paniers ronds en acier inox



- paniers ronds en fil d'acier inoxydable
- anse rabattable en acier inoxydable
- structure renforcée
- cloisons croisées sur demande

réf.	dimensions	Prix HT
AX38133	Ø 150 x h125 mm	
AX38136	Ø 200 x h150 mm	
AX38137	Ø 200 x h200 mm	
AX38138	Ø 210 x h180 mm	
AX38139	Ø 230 x h180 mm	
AX38140	Ø 240 x h180 mm	

Paniers rectangulaires en acier inox



- paniers carrés en fil d'acier inoxydable
- deux anses rabattables
- dimensions : 480 x 300 x h150mm

référence	Prix HT
AX38162 Panier inox sans séparation	
AX38164 Panier inox avec séparations pour 4 compartiments 120 x 300 mm	

Paniers pour boîtes de Pétri Ø 90 à 100 mm

- très robustes
- paniers en fil d'acier inoxydable
- 2 capacités de rangement : 10 ou 20 boîtes de Pétri
- dimensions sans poignée : AX38171 : 110 x 105 x h250 mm AX38172 : 215 x 105 x h250 mm
- hauteur poignée : 100 - 110 mm



référence	modèle	capacité	Prix HT
AX38171	simple	10 boîtes (1x10)	
AX38172	double	20 boîtes (2x10)	

Plateaux en acier inox



- adaptés pour autoclaves
- paniers en maille fine d'acier inoxydable renforcé

réf.	dim. l x p x h	Prix HT
AX38181	367 x 238 x h77 mm	
AX38182	360 x 260 x h80 mm	