

Ballons en verre Duran®

DIN 12347

Ballons à fond rond, col étroit en verre Duran®



capacité	Ø col / Ø x h mm	référence	Prix HT
----------	------------------	-----------	---------

le carton de 10 ballons

50 ml	Ø 26 / 51 x 95	GW1850	
100 ml	Ø 26 / 64 x 110	GW1851	
250 ml	Ø 34 / 85 x 144	GW1852	
500 ml	Ø 34 / 105 x 175	GW1853	
1 000 ml	Ø 42 / 131 x 200	GW1854	
2 000 ml	Ø 42 / 166 x 260	GW1855	
le ballon			
4 000 ml	Ø 50 / 207 x 315	GW1856	
6 000 ml	Ø 51 / 236 x 355	GW1857	
10 000 ml	Ø 65 / 279 x 420	GW1858	
20 000 ml	Ø 76 / 345 x 515	GW1859	

Ballons à fond plat, col étroit en verre DURAN®



capacité	Ø col / Ø x h mm	référence	Prix HT
----------	------------------	-----------	---------

le carton de 10 ballons

50 ml	Ø 22 / 51 x 100	GW1950	
100 ml	Ø 22 / 64 x 110	GW1951	
250 ml	Ø 35 / 85 x 140	GW1952	
500 ml	Ø 34 / 105 x 171	GW1953	
1 000 ml	Ø 42 / 131 x 200	GW1954	
2 000 ml	Ø 42 / 166 x 250	GW1955	

Ballons à distiller

Ballons à distiller standard en verre DURAN®



capacité	Ø max. x h mm	type tubulure	réf.	Prix HT les 10
----------	---------------	---------------	------	----------------

100 ml	Ø 63 x 150	A	GW1990	
250 ml	Ø 85 x 200	A	GW1991	
500 ml	Ø 105 x 250	A	GW1992	
1 000 ml	Ø 131 x 300	B	GW1993	

tubulure type A : Ø 8 x 200 mm
tubulure type B : Ø 12 x 250 mm

Ballons à fond rond, col large en verre Duran®



capacité	Ø col / Ø x h mm	référence	Prix HT
----------	------------------	-----------	---------

le carton de 10 ballons

50 ml	Ø 34 / 51 x 105	GW1870	
100 ml	Ø 35 / 64 x 110	GW1871	
250 ml	Ø 51 / 85 x 145	GW1872	
500 ml	Ø 50 / 105 x 168	GW1873	
1 000 ml	Ø 50 / 131 x 210	GW1874	
2 000 ml	Ø 50 / 166 x 260	GW1875	

Ballons à fond plat, col large en verre DURAN®



capacité	Ø col / Ø x h mm	référence	Prix HT
----------	------------------	-----------	---------

le carton de 10 ballons

100 ml	Ø 34 / 64 x 110	GW1971	
250 ml	Ø 50 / 85 x 140	GW1972	
500 ml	Ø 50 / 103 x 170	GW1973	
1 000 ml	Ø 50 / 131 x 200	GW1974	
2 000 ml	Ø 50 / 166 x 250	GW1975	

Ballons à distiller d'Engler, ASTM D 86 en verre DURAN®



capacité	Ø max. x h mm	type tubulure	réf.	Prix HT les 10
----------	---------------	---------------	------	----------------

100 ml	Ø 66 x 215	C	GW1995	
125 ml	Ø 68 x 215	D	GW1996	
150 ml	Ø 73 x 223	C	GW1997	

tubulure type C : Ø 6 x 100 mm
tubulure type D : Ø 7 x 100 mm