

Béchers en plastique

- dosage précis de liquides ou poudres
- large bec verseur permettant de verser le contenu avec précision
- conviennent parfaitement pour produits alimentaires
- polypropylène : autoclavables à la vapeur à +121°C, temp. max. : +135°C
- température max. du TPX® : +180°C



capacité	grad.	dimensions	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			PP grad. imprimées		TPX grad. imprimées		PP grad. moulées	
10 ml	2 ml	Ø 25 x h35 mm	ML1160					
25 ml	5 ml	Ø 31 x h47 mm	ML1161		ML1201		ML1301	
50 ml	10 ml	Ø 40 x h60 mm	ML1162		ML1202		ML1302	
100 ml	20 ml	Ø 49 x h70 mm	ML1163		ML1203		ML1303	
150 ml	20 ml	Ø 56 x h80 mm	ML1164		ML1204			
250 ml	50 ml	Ø 68 x h94 mm	ML1165		ML1205		ML1305	
400 ml	50 ml	Ø 70 x h109 mm	ML1166		ML1206			
500 ml	50 ml	Ø 88 x h122 mm	ML1167		ML1207		ML1307	
600 ml	100 ml	Ø 91 x h125 mm	ML1168		ML1208			
1000 ml	100 ml	Ø 102 x h149 mm	ML1169		ML1209		ML1309	
2000 ml	200 ml	Ø 133 x h183 mm	ML1170		ML1210		ML1310	
3000 ml	200 ml	Ø 174 x h214 mm	ML1171		ML1211		ML1311	
5000 ml	500 ml	Ø 185 x h248 mm	ML1172		ML1212		ML1312	

Béchers en PTFE

blanc opaque / -200°C à +260°C



- construction solide avec parois épaisses
- température max. : +260°C
- excellente résistance chimique du PTFE

capacité	dim. Ø x h	Prix HT
1 ml	Ø 13 x 18 mm	C11100
5 ml	Ø 20 x 26 mm	C11101
10 ml	Ø 24 x 33 mm	C11102
25 ml	Ø 32 x 50 mm	C11103
50 ml	Ø 40 x 60 mm	C11104
100 ml	Ø 54 x 70 mm	C11105
150 ml	Ø 60 x 70 mm	C11106
250 ml	Ø 66 x 97 mm	C11107
400 ml	Ø 80 x 106 mm	C11108
500 ml	Ø 85 x 125 mm	C11109
600 ml	Ø 90 x 125 mm	C11110
1000 ml	Ø 100 x 155 mm	C11111
2000 ml	Ø 120 x 210 mm	C11112

Béchers gradués à 3 becs

- polypropylène haute transparence
- graduations moulées indestructibles
- 3 becs verseur
- empilables grâce à leur forme conique



référence	capacité	grad.	dim. (Ø x h)	Prix HT
B710910	50 ml	5 ml	Ø 47 x 56 mm	
B710911	100 ml	10 ml	Ø 57 x 72 mm	
B710912	250 ml	10 ml	Ø 75 x 90 mm	
B710913	400 ml	20 ml	Ø 85 x 108 mm	
B710915	1000 ml	50 ml	Ø 114 x 148 mm	

Béchers gradués forme basse



- polypropylène ou TPX®
- graduations imprimées

capacité	graduation		dim. Ø x h mm	réf	Prix HT	réf	Prix HT
	de...à	sous-div.					
10 ml	2 à 10 ml	1,0 ml	32x32	NA1001			
25 ml	5 à 25 ml	2,5 ml	42x40	NA1002		NA1022	
50 ml	10 à 50 ml	5,0 ml	51x51	NA1003		NA1023	
100 ml	20 à 100 ml	5,0 ml	62x62	NA1004		NA1024	
250 ml	50 à 250 ml	10,0 ml	82x82	NA1005		NA1025	
400 ml	100 à 400 ml	20,0 ml	94x95	NA1006		NA1026	
500 ml	100 à 500 ml	20,0 ml	100x101	NA1007		NA1027	
600 ml	100 à 600 ml	20,0 ml	106x107	NA1008		NA1028	
1000 ml	200 à 1000 ml	20,0 ml	127x126	NA1009		NA1029	
2000 ml	400 à 2000 ml	50,0 ml	158x160	NA1010		NA1030	
5000 ml	1000 à 5000 ml	500,0 ml	164x250			NA1031	