

Béchers en plastique

- dosage précis de liquides ou poudres
- bec verseur permettant de verser le contenu avec précision
- conviennent parfaitement pour produits alimentaires
- polypropylène : autoclavables à la vapeur à +121°C, T° max. : +135°C
- TPX® : T° max. : +180°C



capacité	grad.	dimensions	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			PP grad. imprimées		TPX® grad. imprimées		PP grad. moulées	
25 ml	5 ml	Ø 31 x h47 mm	ML1161		ML1201		ML1301	
50 ml	10 ml	Ø 40 x h60 mm	ML1162		ML1202		ML1302	
100 ml	20 ml	Ø 49 x h70 mm	ML1163		ML1203		ML1303	
150 ml	20 ml	Ø 56 x h80 mm	ML1164		ML1204	###	-	-
250 ml	50 ml	Ø 68 x h94 mm	ML1165		ML1205		ML1305	
400 ml	50 ml	Ø 70 x h109 mm	ML1166		ML1206	###	-	-
500 ml	50 ml	Ø 88 x h122 mm	ML1167		ML1207		ML1307	
600 ml	100 ml	Ø 91 x h125 mm	ML1168		ML1208	###	-	-
1000 ml	100 ml	Ø 102 x h149 mm	ML1169		ML1209		ML1309	
2000 ml	200 ml	Ø 133 x h183 mm	ML1170		ML1210		ML1310	
3000 ml	200 ml	Ø 174 x h214 mm	ML1171		ML1211		ML1311	
5000 ml	500 ml	Ø 185 x h248 mm	ML1172		ML1212		ML1312	

Béchers en PTFE -200°C à +260°C



- construction solide avec parois épaisses
- température max. : +260°C
- excellente résistance chimique du PTFE

capacité	dim. Ø x h	référence	Prix HT
1 ml	Ø 13 x 18 mm	C11100	
5 ml	Ø 20 x 26 mm	C11101	
10 ml	Ø 24 x 33 mm	C11102	
25 ml	Ø 32 x 50 mm	C11103	
50 ml	Ø 40 x 60 mm	C11104	
100 ml	Ø 54 x 70 mm	C11105	
150 ml	Ø 60 x 70 mm	C11106	
250 ml	Ø 66 x 97 mm	C11107	
400 ml	Ø 80 x 106 mm	C11108	
500 ml	Ø 85 x 125 mm	C11109	
600 ml	Ø 90 x 125 mm	C11110	
1000 ml	Ø 100 x 155 mm	C11111	
2000 ml	Ø 120 x 210 mm	C11112	

Béchers gradués à 3 becs

- polypropylène haute transparence
- graduations moulées indestructibles
- 3 becs verseur
- empilables grâce à leur forme conique



capacité	graduations	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	5 ml	Ø 47 x h56 mm	B710910	
100 ml	10 ml	Ø 57 x h72 mm	B710911	
250 ml	10 ml	Ø 75 x h90 mm	B710912	
400 ml	20 ml	Ø 85 x h108 mm	B710913	
1000 ml	50 ml	Ø 114 x h148 mm	B710915	

Béchers gradués forme basse



capacité	graduations	dim.	réf.		Prix HT	
			polypropylène	TPX®		
10 ml	2 à 10 ml par	1,0 ml Ø32x32	NA1001	-	-	-
25 ml	5 à 25 ml par	2,5 ml Ø42x40	NA1002	NA1022		
50 ml	10 à 50 ml par	5,0 ml Ø51x51	NA1003	NA1023		
100 ml	20 à 100 ml par	5,0 ml Ø62x62	NA1004	NA1024		
250 ml	50 à 250 ml par	10,0 ml Ø82x82	NA1005	NA1025		
400 ml	100 à 400 ml par	20,0 ml Ø94x95	NA1006	NA1026		
500 ml	100 à 500 ml par	20,0 ml Ø100x101	NA1007	NA1027		
600 ml	100 à 600 ml par	20,0 ml Ø106x107	NA1008	NA1028		
1000 ml	200 à 1000 ml par	20,0 ml Ø127x126	NA1009	NA1029		
2000 ml	400 à 2000 ml par	50,0 ml Ø158x160	NA1010	NA1030		
5000 ml	1000 à 5000 ml par	500,0 ml Ø164x250	-	-	NA1031	