

Bac à expérience à usage intensif



- régularité épaisseur parois : forte résistance aux chocs
- capacité de 2000 à 4500 ml

livrés par 4

capacité	dim. (L x l x h)	réf.	prix HT
2000 ml	275 x 175 x 37 mm	VU31	
2000 ml	200 x 200 x 50 mm	VU32	
3500 ml	325 x 225 x 50 mm	VU33	
4500 ml	380 x 255 x 50 mm	VU34	

Capsules fond plat avec bec verseur

verre borosilicaté



DIN 12336

capacité	Ø x hauteur	référence	Prix HT
10 ml	Ø 40 x 18 mm	GW1930	
15 ml	Ø 50 x 25 mm	GW1931	
45 ml	Ø 60 x 30 mm	GW1932	
60 ml	Ø 70 x 35 mm	GW1933	
90 ml	Ø 80 x 45 mm	GW1934	
170 ml	Ø 95 x 55 mm	GW1935	
320 ml	Ø 115 x 65 mm	GW1936	
600 ml	Ø 140 x 80 mm	GW1937	
1 500 ml	Ø 190 x 100 mm	GW1938	
2 500 ml	Ø 230 x 130 mm	GW1939	

Capsules en polypropylène



- moulées en polypropylène, blanc opaque
- pour évaporateur, titrations, pesées, etc.
- résistent jusqu'à +135°C
- résistance aux acides et aux bases
- dimensions : Ø 100 x 42 mm
- capacité : environ 175 ml

F40925 Capsules en polypropylène,
les 6

Capsules d'évaporation PTFE



- inertes, résistance jusqu'à +250°C
- finition interne parfaitement lisse

capsules forme haute avec bec verseur

référence	capacité	dimensions	Prix HT
C13300	25 ml	Ø 38 x 34 mm	
C13301	50 ml	Ø 40 x 50 mm	
C13302	100 ml	Ø 64 x 50 mm	
C13303	150 ml	Ø 78 x 43 mm	
C13304	180 ml	Ø 80 x 50 mm	
C13305	250 ml	Ø 97 x 50 mm	
C13306	350 ml	Ø 100 x 60 mm	

capsules forme basse

référence	capacité	dimensions	Prix HT
C13310	25 ml	Ø 42 x 25 mm	
C13311	50 ml	Ø 60 x 20 mm	
C13312	100 ml	Ø 80 x 28 mm	
C13313	180 ml	Ø 78 x 46 mm	
C13314	350 ml	Ø 100 x 55 mm	

Creusets en PTFE



- chimiquement inertes
- température max. : +250°C
- nettoyage facile, surfaces lisses, éliminent les risques de contamination

référence	capacité	dimensions	Prix HT
C11320	5 ml	Ø27 x 16 mm	
C11321	25 ml	Ø44 x 26 mm	
C11322	76 ml	Ø56 x 41 mm	

Cristallisoirs en verre borosilicaté



capacité en ml	Ø x h en mm	références		Prix HT
		avec bec	sans bec	
20	Ø 40x 25	GW1150	GW1170	
40	Ø 50x 30	GW1151	GW1171	
60	Ø 60x 35	GW1152	GW1172	
100	Ø 70x 40	GW1153	GW1173	
150	Ø 80x 45	GW1154	GW1174	
300	Ø 95x 55	GW1155	GW1175	
500	Ø 115x 65	GW1156	GW1176	
900	Ø 140x 75	GW1157	GW1177	
2000	Ø 190x 90	GW1158	GW1178	
3500	Ø 230x100	GW1159	GW1179	