

## Fioles jaugées en verre borosilicaté 3.3 classe A

### classe A

- fioles en verre transparent, marquage ambré, bouchon rodé en polyéthylène LDPE
- fioles en verre transparent, marquage bleu, bouchon rodé en polyéthylène LDPE
- fioles en verre ambré, marquage blanc, bouchon rodé en verre ambré
- fioles en verre transparent, forme trapèze, marquage ambré, bouchon rodé en polyéthylène LDPE
- fioles en verre classe A avec rebord, certifiées conformes ISO 1042, DIN 12664 et BSI 1792, avec graduations bleues, certificat de qualité supérieure gravé d'un logo "H" certifié conforme avec numéro de lot



capacité	tolérance	rodage	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			<b>1</b> verre clair, marquage ambré, bouchon rodé LDPE		<b>2</b> verre clair, marquage bleu, bouchon rodé LDPE		<b>3</b> verre ambré, marquage blanc, bouchon rodé en verre ambré		<b>4</b> verre clair, forme trapèze, marquage bleu, bouchon rodé LDPE		<b>5</b> verre clair graduations bleues avec rebord certifiées	
1 ml	± 0,025 ml	7 / 16	-	-	-	-	-	-	GW2276	-	-	-
2 ml	± 0,025 ml	7 / 16	-	-	-	-	-	-	GW2277	-	-	-
3 ml	± 0,025 ml	7 / 16	-	-	-	-	-	-	GW2278	-	-	-
5 ml	± 0,025 ml	7 / 16	GW2204		GW2229		GW2254		GW2279		GW2800	
	± 0,04 ml	10 / 19	GW2205		GW2230		GW2255		-	-	-	-
10 ml	± 0,025 ml	7 / 16	GW2206		GW2231		GW2256		GW2281		GW2801	
	± 0,04 ml	10 / 19	GW2207		GW2232		GW2257		GW2282		-	-
15 ml	± 0,04 ml	10 / 19	GW2208		GW2233		-	-	-	-	-	-
	± 0,04 ml	10 / 19	GW2209		GW2234		GW2259		GW2284		GW2802	
20 ml	± 0,04 ml	10 / 19	GW2210		GW2235		GW2260		GW2285		GW2803	
	± 0,04 ml	12 / 21	GW2211		GW2236		GW2261		-	-	-	-
50 ml	± 0,06 ml	12 / 21	GW2212		GW2237		GW2262		GW2287		GW2804	
	± 0,08 ml	14 / 23	GW2213		GW2238		GW2263		GW2288		-	-
100 ml	± 0,10 ml	12 / 21	GW2214		GW2239		GW2264		GW2289		GW2805	
	± 0,10 ml	14 / 23	GW2215		GW2240		GW2265		GW2290		-	-
200 ml	± 0,15 ml	14 / 23	GW2216		GW2241		GW2266		-	-	GW2806	
250 ml	± 0,15 ml	14 / 23	GW2217		GW2242		GW2267		-	-	GW2807	
500 ml	± 0,25 ml	19 / 26	GW2218		GW2243		GW2268		-	-	GW2808	
1000 ml	± 0,4 ml	24 / 29	GW2219		GW2244		GW2269		-	-	GW2809	
	± 0,4 ml	29 / 32	GW2220		GW2245		GW2270		-	-	-	-
2000 ml	± 0,6 ml	29 / 32	GW2221		GW2246		GW2271		-	-	GW2810	
5000 ml	± 1,2 ml	34 / 35	GW2222		GW2247		GW2272		-	-	GW2811	