




Tubes à centrifuger en TPX® ou polypropylène avec bouchons en polyéthylène

		tubes à centrifuger en TPX®		tubes à centrifuger en polypropylène translucide		bouchons en polyéthylène			
		<ul style="list-style-type: none"> tubes coniques en TPX® parfaitement transparents stérilisables à l'autoclave résistants aux acides, température max. +170°C 		<ul style="list-style-type: none"> stérilisables à l'autoclave résistants aux acides, température maximum +120°C 					
		TPX® fond rond	TPX® fond conique	polypropylène fond rond	polypropylène fond conique	bouchons polyéthylène			
									
capacité	dimensions	référence	Prix HT les 10	référence.	Prix HT les 10	référence	Prix HT les 10	référence	Prix HT les 10
7 ml	Ø 12 x 100 mm	PL1310				PL1330		PL1370	
10 ml	Ø 16 x 100 mm	PL1311				PL1331		PL1371	
10 ml	Ø 16 x 108 mm			PL1350				PL1360	
16 ml	Ø 18 x 100 mm	PL1312				PL1332		PL1372	
16 ml	Ø 18 x 120 mm			PL1351				PL1361	
26 ml	Ø 24 x 90 mm	PL1313				PL1333			
30 ml	Ø 20 x 100 mm	PL1314				PL1334		PL1374	
31 ml	Ø 24 x 95 mm	PL1315				PL1335		PL1375	
48 ml	Ø 30 x 100 mm	PL1316				PL1336		PL1376	
75 ml	Ø 35 x 100 mm	PL1317				PL1337		PL1377	
110 ml	Ø 40 x 120 mm	PL1318				PL1338		PL1378	
160 ml	Ø 45 x 120 mm	PL1319				PL1339		PL1379	
200 ml	Ø 50 x 120 mm	PL1320				PL1340		PL1380	

Verres de montre verre sodocalcique



suivant DIN 12341

diamètre	référence	Prix HT
40 mm	GW1250	les 10
50 mm	GW1251	les 10
60 mm	GW1252	les 10
70 mm	GW1253	les 10
80 mm	GW1254	les 10
90 mm	GW1255	les 10
100 mm	GW1256	les 10
120 mm	GW1257	les 10
125 mm	GW1258	les 10
150 mm	GW1259	les 10
160 mm	GW1260	les 10
175 mm	GW1261	les 5
200 mm	GW1262	les 5
250 mm	GW1263	les 5

Verres de montre en polypropylène



référence	dimensions	Prix HT
AX3020	Ø 60 mm	les 10
AX3021	Ø 80 mm	les 10
AX3022	Ø 100 mm	les 10