

Réfrigérateurs sur/sous paillasse

Froid positif +3 à +8°C



RR1000



RR1031



RR1041

- ▶ froid statique
- ▶ modèles avec compartiment congélateur
- ▶ encastrable
- ▶ capacité utile : 98 à 154 litres

- température réglable +3 à +8°C
- précisions indicatives (non garanties)
réfrigérateur : ±5°C à +5°C
congélateur : ±7°C à -20°C
- super-isolés : fonctionnent à une température ambiante de +10°C à +38°C
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) : nettoyage facile et rapide
- carrosserie extérieure traitée anti-corrosion avec peinture époxy blanche
- dessus démontable selon modèle
- éclairage intérieur
- dégivrage automatique (sauf congélateur)
- poignée tube
- balconnets plastiques dans contre-porte
- plateaux en fil d'acier plastifié ou en verre satiné selon le modèle
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- 2 pieds réglables en hauteur à l'avant
- livrés complets avec plateaux et accessoires standard
- compartiment congélateur -20°C (suivant modèle) :
puissance de froid 2 kg par 24 h,
autonomie 10 h

capacité brute totale	104 litres	128 litres	140 litres	154 litres	154 litres
capacité réfrigérateur + congélateur	98 + 6 litres	128 + 16 litres	140 litres	141 + 18 litres	154 litres
température	+3 à +8°C	+3 à +8°C	+3 à +8°C	+3 à +8°C	+3 à +8°C
régulation	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat
affichage température	-	-	-	-	-
refroidissement	statique	statique	statique	statique	statique
plateaux	2 tablettes verre	3 tablettes verre	4 tablettes verre	4 tablettes verre	4 tablettes verre
type	-	dessus amovible	dessus amovible	dessus amovible	dessus amovible
dim. ext. (l x p x h) sans dessus	-	550 x 620 x h820 mm	550 x 620 x h820 mm	554 x 623 x h820 mm	554 x 623 x h820 mm
dim. ext. (l x p x h) avec dessus	550 x 623 x h 630 mm	550 x 620 x h850 mm	550 x 620 x h850 mm	554 x 623 x h850 mm	554 x 623 x h850 mm
poids brut / net	27 / 25 kg	37 / 35 kg	36 / 34 kg	39 / 37 kg	39 / 37 kg
puissance - conso.	70 W - 146 Wh/an	70 W - 146 kWh/an	70W - 183 kWh/an	75 W - 219 kWh/an	75 W - 146 kWh/an
Prix HT	RR1000	RR1010	RR1020	RR1031	RR1041
option (descriptifs page 983#)					
serrure de porte	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011