

# Armoires froid positif de précision grande capacité

Froid positif -2 à +15°C

certifiable COFRAC

- ▶ précision garantie : ±3°C à +5°C
- ▶ porte pleine ou vitrée
- ▶ armoires à médicaments
- ▶ traçabilité intégrée



- précision **garantie** : réfrigérateur : ±3°C à +5°C
- **certification COFRAC** : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage garantissant ±3°C à +5°C (certificats usine ou COFRAC, voir page #)
- **traçabilité HACCP** intégrée, transfert de données par navette infrarouge ou par interface RS485, réserve de marche 72 h (clé et logiciel en option)
- régulateur électronique avec affichage digital LCD, alarme de porte et de température avec contact de report
- hygrométrie réglable à 3 niveaux 70%, 85 et 90%HR (hygrométrie non réglée obtenue par le dosage de la ventilation)
- système frigorifique compact placé sur la chambre, sans entretien, filtre démontable et nettoyable, froid ventilé, grande puissance frigorifique
- carrosserie robuste traitée anti-corrosion époxy blanc, isolation **83 mm**
- chambre interne inox 18/10, angles arrondis, contre-porte plane pour faciliter le nettoyage, fond embouti avec bac de récupération d'eau et orifice de vidange
- 4 roulettes Ø100 mm (2 avec frein)
- alarme sonore de porte et de température avec contact pour report d'alarme, mémorisation des alarmes
- classe tropicale : **+10°C à +43°C**
- dégivrage et évaporation d'eau automatiques (voyant de dégivrage)
- plateaux : grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur
- **armoire à médicaments** : ces armoires se transforment en armoire à médicaments par l'adjonction de tiroirs en aluminium sur glissière télescopique
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- porte avec serrure à clef, position ouverte à 90° et rappel automatique à 45°
- **armoires avec portes pleines** : contre-porte plane pour faciliter le nettoyage
- **armoires avec portes vitrées** : portes double vitrage, éclairage par tube fluo
- **passage de cuve et logement pour sonde incluse**



capacité brute		601 litres / 1 porte	1427 litres / 2 portes
volume utile		520 litres	1230 litres
température (porte pleine / vitrée)		-2 à +15°C / +2 à +15°C	-2 à +15°C / +2 à +15°C
régulateur / affichage de température		électronique / affichage digital	électronique / affichage digital
refroidissement		ventilé indirect	ventilé indirect
plateaux	nb. livrés / max.	4 / 24 grilles acier plastifié	2 x 4 / 2 x 24 grilles acier plastifié
	dim. utiles	510 x 650 mm	510 x 650 mm
	hauteur de réglage	55 mm	55 mm
	charge max. / plateau	60 kg	60 kg
tiroir alu. en option : nb max. - dim.		12 / 450 x 550 x h65 mm	2x12 / 450 x 550 x h65mm
dim. internes (larg. x p x h)		510 x p650 x h1550 mm	1263 x p650 x h1550 mm
dim. externes (larg. x p x h)		700 x p830 x h2155 mm	1430 x p830 x h2155 mm
poids brut / net (porte pleine, vitrée)		162 / 135 kg, 171/143 kg	256 / 213 kg, 277 / 231 kg
puissance / conso.		300 W / 1387 kWh/an	400W / 1825 kWh/an
Prix HT - porte pleine		RR4510	RR4610
Prix HT - porte vitrée		RR4560	RR4660
accessoires et options (descriptifs page #)			
plateau supplémentaire (grille acier)		RR2009	RR2009
tiroir aluminium		RR1331	RR1331
prise de courant interne		RR3011	RR3011
alarme température		RR30	RR30
alarme et enregistreur		RR40	RR40
câble et logiciel pour PC		RR41	RR41
cartographies, certifications usine ou COFRAC voir page #			