

## Armoires à tiroirs froid négatif

Froid Négatif -18 à -25°C



RR3010



RR3030



RR3060



RR3080

## Armoires à tiroirs, froid négatif, refroidissement statique

- précision congélateur :  $\pm 7^{\circ}\text{C}$  à  $-20^{\circ}\text{C}$  (non garantie)
- alarme sonore pour ouverture de porte et élévation anormale de la température (sauf RR3010)
- froid généré au-dessus et au-dessous de chaque tiroir afin d'optimiser et d'uniformiser l'espace de congélation
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) et contre-porte plane pour faciliter le nettoyage
- carrosserie extérieure traitée anti-corrosion avec

- peinture époxy blanche
- tiroirs transparents grand volume (sauf RR3080)
- classe tropicale : fonctionnent à une température ambiante de  $+10^{\circ}\text{C}$  à  $+43^{\circ}\text{C}$  (excepté RR3080 :  $+10^{\circ}\text{C}$  à  $+38^{\circ}\text{C}$ )
- **fonction SuperFrost** : permet d'abaisser la température du congélateur à  $-25^{\circ}\text{C}$  pour augmenter le pouvoir de congélation avec retour en fonctionnement normal automatique
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- pieds avants réglables en hauteur

- poignées et roulettes de transport à l'arrière
- poignée à dépression : permet une ouverture en souplesse et une fermeture assistée sans rebond de la porte (sauf RR3010, RR3020 et RR3030)
- porte à fermeture assistée anti-rebond
- froid statique, dégivrage manuel facile avec système de récupération des eaux de dégivrage directement dans un tiroir

## armoires à tiroirs - refroidissement statique

capacité brute	80 litres	122 litres	141 litres	186 litres	224 litres	232 litres	520 litres	
volume utile	67 litres	98 litres	101 litres	164 litres	199 litres	226 litres	454 litres	
température	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	-18 à -25°C	
régulation	thermostat	thermostat	électronique	électronique	électronique	électronique	thermostat	
affichage température	-	affichage LED	affichage digital	affichage LED	affichage LED	affichage LED	affichage LED	
refroidissement	statique	statique	statique	statique	statique	statique	statique	
dim. int. (l x p x h) mm	440 x p410 x h410	420 x p430 x h630	445 x p420 x h650	460 x p420 x h973	460 x p420 x h1170	460 x p420 x h1367	645 x p530 x h1513	
dim. ext. (l x p x h) mm	553 x p610 x h630	553 x p623 x h850	555 x p625 x h850	600 x p631 x h1250	600 x p631 x h1447	600 x p631 x h1644	750 x p760 x h1725	
	nb. 2 tiroirs	3 tiroirs	4 tiroirs	5 tiroirs	6 tiroirs	7 tiroirs	14 (2x7) tiroirs	
tiroir	dim. utiles (mm)	430 x 390 x h200	385 x 335 x h190	352 x 355 x h145	385 x 360 x h180	425 x 375 x h180	425 x 375 x h180	300 x 510 x h180
	dim. tiroir infér.	430 x 290 x h200	385 x 190 x h225	352 x 215 x h215	385 x 140 x h140	425 x 205 x h190	425 x 205 x h190	300 x 370 x h210
poids brut / net	31 / 29 Kg	43 / 35 Kg	49 / 45 Kg	61 / 57 Kg	73 / 68 Kg	73 / 68 Kg	99 / 94 Kg	
puissance	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	220 W	
consommation	183 kWh/an	183 kWh/an	183 kWh/an	256 kWh/an	256 kWh/an	256 kWh/an	438 kWh/an	
Prix HT	RR3010	RR3021	RR3030	RR3040	RR3050	RR3060	RR3080	
options (descriptifs page 983#)								
serrure de porte	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	RR30011	