

Armoires à paniers froid négatif

Froid Négatif -14 à -28°C

- ▶ froid statique
- ▶ régulation électronique
- ▶ modèle sous-paillasse avec tiroirs et paniers



RR2550



RR2600



RR2700



RR2600 : régulateur thermostat avec thermomètre digital



RR2550 et RR2700 : régulateur électronique, affichage digital, alarme de porte et de température



- précision : $\pm 7^{\circ}\text{C}$ à $+20^{\circ}\text{C}$ (non garantie)
- froid statique avec une grande réserve de puissance, diffusion du froid par contact direct avec plaques évaporateurs
- intérieur en ABS blanc lisse (coins arrondis) et contre-porte plane pour faciliter le nettoyage
- carrosserie extérieure traitée anti-corrosion avec peinture époxy blanche
- affichage digital de la température
- alarmes visuelle et sonore (voir tableau)
- classe tropicale : fonctionnent à une température ambiante de $+10^{\circ}\text{C}$ à $+38^{\circ}\text{C}$ (excepté RR2550 $+43^{\circ}\text{C}$)
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- porte avec serrure (excepté RR2600)
- ouverture porte : rappel automatique pour une ouverture inférieure 45° , position ouverte maintenue si ouverte à 90°
- dégivrage manuel
- pieds réglables : 150 à 180 mm montés d'origine sur le RR2700
- soupape de compensation avec dégivrage incorporé permettant la réouverture immédiate de la porte

| capacité utile | 143 litres | 421 litres | 472 litres |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| température | -9 à -26°C | -14 à -28°C | -14 à -28°C |
| régulation | électronique | thermostat | électronique |
| affichage température | affichage digital | affichage digital | affichage digital |
| refroidissement | statique | statique | statique |
| dim. internes (lxpxh) mm | 474 x 443 x h676 mm | 492 x 508 x h1619 mm | 607 x 560 x h1510 mm |
| dim. externes (lxpxh) mm | 600 x 615 x h830 mm | 600 x 650 x h1860 mm | 750 x 760 x h1864* mm |
| grilles réfrigérantes : nb. | - | 3 grilles réfrigérantes | - |
| tiroirs | nb. livrés 3 tiroirs | - | - |
| dim. tiroir | 485 x 435 x h137 mm | - | - |
| paniers | nb. livrés 1 panier | 3 paniers | 2 x 7 paniers |
| dim. panier | - | 235 x 465 x 405 mm | 300 x 505 x h165 mm |
| poids brut / net | 41 / 39 Kg | 84 / 78 Kg | 114 / 107 Kg |
| puissance - consommation | 100 W - 292 kWh/an | 150 W - 1059 kWh/an | 150 W - 438 kWh/an |
| alarmes | température | - | porte ouv. - température |
| Prix HT | RR2550 | RR2600 | RR2700 |
| options (descriptifs page 983#) | | | |
| alarme de température | RR30 | RR30 | RR30 |
| alarme et enregistreur | RR40 | RR40 | RR40 |
| câble et logiciel pour PC | RR41 | RR41 | RR41 |
| enregistreur à disque | RR3014 | RR3014 | RR3014 |
| logement pour sonde | RR3009 | RR3009 | RR3009 |

* hauteur sans pieds 1714 mm