

## Balances plate-formes industrielles 3 kg à 300 kg

portée 3 kg à 300 kg



le module de commande se sépare du plateau



support vertical hauteur 450 mm en option

- modèles avec affichage haute précision/résolution
- interface RS232

- modèle à double portée : commutation automatique entre les deux gammes design ergonomique, surface polie
- affichage LCD rétroéclairé dim. : 225 x 110 x h45 mm, hauteur des chiffres 25 mm, grande visibilité, IP65
- étalonnage externe automatique
- pesée d'animaux
- interface RS232 bi-directionnelle pour connexion à un ordinateur ou une imprimante
- module de commande à position variable : fixation à l'avant, fixation sur un support vertical, fixation au mur ou position libre à l'aide d'un câble de 1,5 m de longueur
- fonction compte-pièces
- fonction prescription : possibilité d'additionner les poids de différents composants d'un mélange / possibilité d'affichage du poids total de tous les composants
- fonction transfert de données à une imprimante ou un ordinateur
- balances plate-formes industrielles robustes en acier inox
- alimentation : secteur 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou pile 9 V, autonomie 15 h (auto-extinction après 3 min.), ou batterie rechargeable externe, autonomie 150 h
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +35°C

portée	exactitude	plateau (lxpxh)	poids	longueur câble	référence	Prix HT
<b>balances avec affichage standard</b>						
6 kg	0,5 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE006	
12 kg	1 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE012	
24 kg	2 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE024	
60 kg	5 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE060	
120 kg	10 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE120	
3 - 6 kg	1 - 2 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE0036	
6 - 15 kg	2 - 5 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE0615	
15 - 35 kg	5 - 10 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE1535	
15 - 35 kg	5 - 10 g	522 x 403 x 90 mm	16 kg	1,4 m	DE1536	
30 - 60 kg	10 - 20 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE3060	
30 - 60 kg	10 - 20 g	522 x 403 x 90 mm	16 kg	1,4 m	DE3061	
60 - 150 kg	20 - 50 g	318 x 308 x 75 mm	4 kg	1,4 m	DE60150	
60 - 150 kg	20 - 50 g	522 x 403 x 90 mm	16 kg	1,4 m	DE60151	
60 - 150 kg	20 - 50 g	650 x 500 x 105 mm	28 kg	1,4 m	DE60152	
150 - 300 kg	50 - 100 g	522 x 403 x 90 mm	16 kg	1,4 m	DE150300	
150 - 300 kg	50 - 100 g	650 x 500 x 105 mm	28 kg	1,4 m	DE150301	
<b>balances avec affichage haute résolution</b>						
6 - 15 kg	0,2 - 0,5 g	318 x 308 x 85 mm	4 kg	1 m	DE0615H	
15 - 35 kg	0,5 - 1 g	318 x 308 x 85 mm	4 kg	1 m	DE1535H	
30 - 60 kg	1 - 2 g	318 x 308 x 85 mm	4 kg	1 m	DE3060H	
30 - 60 kg	1 - 2 g	522 x 406 x 100 mm	16 kg	1,4 m	DE3061H	
60 - 150 kg	2 - 5 g	318 x 308 x 85 mm	4 kg	1 m	DE60150H	
60 - 150 kg	2 - 5 g	522 x 406 x 100 mm	16 kg	1,4 m	DE60151H	
150 - 300 kg	5 - 10 g	522 x 406 x 100 mm	16 kg	1,4 m	DE150300H	
<b>accessoires</b>						
Batterie rechargeable externe avec chargeur					BM5700	
Support vertical pour l'affichage, hauteur 450 mm					BM5701	
Housse de protection pour module de commande					BM5703	
Imprimante de statistiques					BM5001	
Imprimante standard					BM5010	
Câble d'interface pour imprimantes BM5001 et BM5010					BM5004	