


## Balances économiques portée 100 g à 6 kg



**type A**  
plateau inox  
Ø 82 mm

**type B**  
plateau plastique  
Ø 105 mm

**type C**  
plateau plastique  
Ø 150 mm

- fonction de pesée additionnelle
- étalonnage externe
- large affichage digital LCD, 16 mm
- auto-extinction après 3 minutes
- possibilité de peser sous la balance
- dim. (lxpxh) : 170 x 240 x 39 mm / 600 g
- alimentation : 4 piles 1,5 V ou 230 V avec adaptateur en option

portée	résolution	plateau	référence	Prix HT
<b>balances exactitude 1 mg</b>				
100 g	1 mg	A	LB851	
200 g	1 mg	A	LB852	
<b>balances exactitude 10 mg</b>				
200 g	10 mg	B	LB850	
600 g	10 mg	B	LB864	
1 000 g	10 mg	C	LB853	
2 000 g	10 mg	B	LB854	
<b>balances exactitude 100 mg</b>				
500 g	0,1 g	C	LB862	
1 200 g	0,1 g	C	LB866	
<b>balances exactitude 1 g</b>				
2 200 g	1 g	C	LB870	
5 200 g	1 g	C	LB878	
6 000 g	1 g	C	LB855	
<b>balances exactitude 5 g</b>				
5 200 g	5 g	C	LB880	
<b>accessoires</b>				
Adaptateur secteur 230 V			LB992	

## Balances suspendues

- fonction hold : fige l'affichage pour faciliter la lecture
- poignée de maintien
- pesée d'animaux

### Balances suspendues série LB800

- affichage LCD h12 mm
- autres unités de mesure : kg, lb, N
- crochet en acier inox repliable
- dim. (lxpxh) : 70 x 25 x h105 mm (195 mm avec crochet), 150 g
- alimentation : 2 piles 1,5 V, autonomie : 180 h
- auto-extinction après 5 minutes sans aucune utilisation

### Balances suspendues série LB900

- affichage LCD h. 11 mm
- autres unités de mesure : kg, lb, N
- crochet en acier inoxydable
- dim. (lxpxh) : 90 x 30 x h175 mm (270 mm avec crochet), 250 g
- alimentation : 1 x 9 V
- auto-extinction après 3 minutes sans aucune utilisation



LB990

type B

portée	résolution	type	référence	Prix HT
<b>balances suspendues</b>				
5 kg	5 g	A	LB830	
10 kg	10 g	A	LB840	
15 kg	20 g	B	LB910	
50 kg	500 g	B	LB920	
50 kg	100 g	B	LB925	
50 kg	50 g	B	LB930	
<b>accessoires</b>				
Plateau de tare Ø290 x 45 mm, 300 g			LB990	
Tige pour plateau, long. 390 mm, 400 g			LB995	