

Imprimantes pour balances avec interface RS232

Imprimante standard



- imprimante matricielle sur papier ordinaire
- câble RS232 livré
- adaptateur secteur 230 V livré

Imprimante standard



- indication de la date et de l'heure
- personnalisation de 4 lignes d'en-tête avec logiciel gratuit téléchargeable
- adaptateur secteur 230 V livré

Imprimante BPL



- indication de la date et de l'heure
- impression code-barre : CODE 39, UPC-A, JAN(EAN)13
- impression sur rouleau papier ou étiquettes auto-collantes
- câble RS232 fourni
- adaptateur secteur 230 V livré

Imprimante BPL statistiques



- unités : mg, g, kg, t, ct, lb
- indication de la date et de l'heure
- langues : français, anglais, allemand
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- interrogation automatique de la balance pour récupérer données de pesée : intervalle temps réglable de 1 s à 99 h
- afficheur à deux lignes mémorisation des valeurs mesurées jusqu'à 999 valeurs
- enregistrement BPL de l'ajustage de la balance
- adaptateur secteur 230 V livré

	Imprimante standard	Imprimante avec date - heure	Imprimante BPL	Imprimante BPL statistique
pour balances de la série...	LB*, BEF, BNJ, PK, TB3000	ABS, ABJ, ABT, ALT, PCB, BED, BLA, FCB, FKB, LB3005, BLB, TB4000, TB5000, TB6000	LB*, BEF, BNJ, PK, TB3000	ABS, ABJ, ABT, ALT, PCB, BED, BLA, FCB, FKB, LB3005, BLB
type papier	papier ordinaire	papier thermique	papier thermique	papier thermique
impression date - heure	-	impression date / heure	impression date / heure	impression date / heure
mémorisation	-	-	-	999 mesures
impression standard	pesée, compte pièce	pesée, compte-pièce	pesée, compte-pièce, code-barre	
vitesse impression	25 mm / sec	0,75 ligne / sec	25 mm / sec	5 lignes / sec
nombre de caractères par ligne	?	40 caractères/ligne	?	24 caractères/ligne
largeur papier	48 mm	112 mm	48 mm	58 mm
dimensions (lxpxh)	160 x 106 x h40 mm	165 x 140 x h50 mm	106 x 180 x h40 mm	116 x 215 x h85 mm
alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V ou piles 6 x 1,5 V
câble RS232	câble RS232 inclus	option variant selon balance	câble RS232 inclus	option variant selon balance
Prix HT	LB2500	BM5010	LB2510	BM5001
papier de rechange				
rouleau de papier pour imprimante		BM5010P		BM5001P
câbles d'interface : pour balances type ...				
LB*, BEF, BNJ, PK, TB3000	inclus	-	inclus	-
ABS, ABJ, ABT	-	BM5008	-	BM5008
ALT	-	BM5003	-	BM5003
PCB, BED, BLA, FCB, FKB, LB3005	-	BM5004	-	BM5004
BLB	-	BM5005	-	BM5005
TB4000, TB5000	-	BM5003	-	-
TB6000	-	BM5006	-	-

* sauf série LB3005 à LB3120 page #