

MX250 secoueur d'Erlens



imite l'agitation manuelle

Le secoueur MX250 convient pour agiter des Erlens. L'appareil est équipé de 2 bras équipés chacun de 4 pinces à 3 doigts pour agiter simultanément jusqu'à 8 Erlens de 500 ml ou 4 Erlens de 1 litre.

- vitesse réglable : 100 à 800 osc/min
- régulateur optoélectronique : vitesse stable et reproductible

- imite l'agitation manuelle, amplitude du mouvement : 8 mm
- minuterie 0 à 60 minutes ou fonctionnement en continu
- livré avec 2 bras et 8 pinces à 3 doigts de fixation
- dimensions (lxpxh) / poids : 240 x 240 x 220 mm / 9 kg

MX250 Secoueur d'Erlens

Table oscillante géante



■ mouvement balançoire

■ plate-forme grandes dimensions

■ angle d'oscillation réglable

- plate-forme recouverte d'un revêtement antidérapant, idéal pour boîtes de Pétri, plaques de microtitration et tout autre conteneur

- mouvement oscillant **inclinaison réglable** : 3, 6, 9 ou 12°
- vitesse réglable en continu : 10 à 100 oscillations par minute
- régulateur électronique de vitesse : vitesse stable, précise et reproductible
- dimensions :
plate-forme : 420 x 350 mm
hors tout : 520 x 350 x 100 mm / 3,8 kg

MX25 Table oscillante géante