

DESTOCKAGE

9

AGITATEURS SECOUEURS

MS3 Secoueur vortex

- vitesse : 0 à 3000 t/min
- amplitude : Ø 4,5 mm
- fonctionnement par intermittence ou en continu
- design ergonomique ultra-plat

- vitesse réglable de 0 à 3000 tr/min
- amplitude orbitale : Ø 4,5 mm
- charge max. admissible : 0,5 kg
- fonctionnement par intermittence ou en continu
- deux modes de fonctionnement :
 - **mode A** (mode sécurité avec reconnaissance de l'adaptateur) : la vitesse maximale de 3000 tr/min. est seulement atteinte avec l'adaptateur standard en fonctionnement touché par intermittence. Lors de l'utilisation avec d'autres adaptateurs, la vitesse est limitée à 1300 tr/min.
 - **mode B** (mode sans reconnaissance de l'adaptateur) : la vitesse maximale de 3000 tr/min peut être atteinte avec tous les types d'adaptateurs.
- facile d'utilisation : mise en marche automatique par simple pression du tube
- design ergonomique, plat et convivial
- appareil parfaitement stable grâce à un centre de gravité extrêmement bas et à des pieds ventouses en caoutchouc
- protection IP21
- boîtier robuste moulé sous pression
- puissance moteur : 8 W
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- dim.(lxpxh) : 148 x 205 x 63 mm / 2,9 kg
- conditions admissibles :
5 - 40°C / 80% HR
- livré complet avec une tête ronde standard pour tubes jusqu'à Ø 50 mm, une tête et un support mousse plat pour autres récipients jusqu'à Ø 82 mm



Adaptateurs livrés en standard



Secoueur Vortex

MS3000 Secoueur-vortex complet avec tête standard pour tubes jusqu'à Ø 50 mm et plateau avec mousse Ø 82 mm

Prix ~~357,00 € HT~~

Secoueur vortex MS3000 :

230,00 € HT



référence	désignation	stock	état	Prix d'origine	Prix Destockage
MS3000	Secoueur-vortex complet	26	neuf	357,00 €	230,00 €