

## MS2 Secoueur vortex

secoueur vortex  
MS2 complet

€ HT

199,00

- vitesse : 200 à 2500 t/min
- amplitude : Ø 4,5 mm
- fonctionnement par intermittence ou en continu
- design ergonomique et ultra-plat

- vitesse réglable de 200 à 2500 t/min
- amplitude orbitale : Ø 4,5 mm
- charge max. admissible : 0,5 kg
- fonctionnement par intermittence ou en continu
- facile d'utilisation : mise en marche automatique par simple pression du tube
- design ergonomique, plat et convivial
- appareil parfaitement stable grâce à un centre de gravité extrêmement bas et à des pieds ventouses en caoutchouc
- protection IP21
- puissance : 18 W
- alimentation : 230 V
- dim. (lpxh) : 115 x 225 x 60 mm / 3,5 kg

- livré complet avec une tête ronde standard pour tubes jusqu'à Ø 30 mm et un support plat Ø 85 mm avec adaptateur en caoutchouc pour tubes d'une capacité maximum de 100 ml




**MS2500** Secoueur-vortex complet avec tête standard pour tubes Ø 30 mm et plateau Ø 85 mm avec mousse

## MX100 secoueur universel

- grande gamme d'accessoires
- parfaite stabilité même avec de fortes charges ou une vitesse rapide
- régulateur de vitesse optoélectronique, vitesse constante sur toute la gamme quelle que soit la charge imposée
- mouvement orbital régulier à vitesse lente ou très lente, et secouage vibrant intensif à vitesse élevée
- vitesse : 0 à 2200 tr/min
- mouvement circulaire : Ø 4 mm
- charge maximum : 2 kg portoir inclus
- accessoires très faciles à monter et à démonter grâce à 3 boutons moletés (sans aucun instrument)
- alimentation : 230 V
- dim. (lpxh) : 155 x 235 x 120 mm / 5,7 kg



**MX100** Appareil de base, sans support




**MX1001** Support plat caoutchouté (130x135x40 mm), secouage manuel de récipients de 1 à 250 ml




**MX1007** Support universel pour tout type de récipients, maintien par pression entre les rouleaux



**MX1006** Support plat antidérapant (200x400x40 mm) pour boîtes de Pétri, flacons de cultures, etc.



**MX1003** Portoir pour 64 tubes 1,5 / 2 ml



**MX1002** Portoir en Makrolon pour 36 tubes à essais Ø 16mm