

Secoueurs universels orbitaux

charge maximum : 3 kg

- mouvement orbital \varnothing 5 mm
- vitesse : régulateur électronique, vitesse réglable de 200 à 1200 t/mn
- charge maximum : 3 kg
- minuterie intégrée de 0,5 à 30 minutes ou fonctionnement en continu
- conditions ambiantes admissibles : de 0 à 50°C, 85 % HR
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- dimensions (lxpxh) : 260x 250 x 120 mm / 6,5 kg



secoueur orbital

VX5500 Secoueur universel orbital sans supports

support universel



- pour Erlen, ballons à fond plat, ballons à fond rond, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 2 rouleaux recouverts de caoutchouc
- dim. (lxpxh) : 245 x 200 x 90 mm

VX5520 Support universel


support pour plaques de microtitration




- mouvement dans un plan parfaitement horizontal
- pour 1 à 4 plaques de microtitration
- dim. (lxpxh) : 290 x 205 x 10 mm

VX5560 Support pour plaques de microtitration

support-plateau



VX5565



VX5575

- pour boîtes pétri, flacons de culture, etc.
- surface de pose : 300 x 300 mm

VX5565 Support-plateau

VX5575 Support-plateau à double étage

plateau et pinces de fixation pour erlens



- plateau et pinces de fixation pour ballons à fond rond ou plat, Erlen, fioles etc.
- dim. (lxpxh) : 360 x 330 x 10 mm

plateau inox 360 x 330 mm

VX5580 Plateau à pinces

pinces interchangeables

référence	pour Erlen	capacité maximum	Prix HT unitaire
VX28	100 ml	16	
VX20	250 ml	9	
VX10	500 ml	5	
VX6	1000 ml	4	