

KS130 secoueurs universels 2 kg

- mouvement orbital lent ou rapide de 0 à 800 tr/min
- régulateur électronique de vitesse
- affichage digital et interface RS232C (KS130C)

KS130B - modèle basic

- vitesse réglable de 0 à 800 tr/min, avec régulateur électronique assurant une parfaite stabilité même à vitesse très lente
- affichage par diodes LED : vitesse et temps d'agitation
- conçu pour fonctionnement 24 h / 24 h
- minuterie programmable : 0 à 50 min
- mouvement rotatif Ø 4 mm
- charge maximum (sans support) : 2 kg
- conditions ambiantes admissibles : +5 à +50°C, jusqu'à 85 % HR
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- dim. (lpxh) : 316 x 270 x 98 mm / 7,7 kg



KS130C

KS130B

KS130C - modèle control affichage digital et interface RS232C

- mêmes caractéristiques que le modèle KS130B avec, en plus ...
- minuterie programmable : 0 à 9 h 59 min
- double affichage digital : vitesse, temps et mode d'opération
- interface RS232C : pour le contrôle et la programmation de l'agitation à partir d'un PC via le logiciel de communication Labworldsoft® (voir page 328)

Secoueurs rotatifs sans support

KS130B Secoueur rotatif

KS130C Secoueur rotatif avec affichage digital et RS232C

Support universel



- convient pour de très nombreuses applications : Erlenmeyers, ballons à fond plat ou rond, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 3 rouleaux de fixation coulissants recouverts de caoutchouc
- dimensions (lpxh) : 325 x 234 x 88 mm

AS1301 Support universel

Support-plateau



- support-plateau : pour boîtes de Pétri, flacons à culture, etc.
- surface de pose : 340 x 220 mm
- dimensions (lpxh) : 420 x 270 x 30 mm

AS1303 Support plateau

Support pour tubes à essais Ø 10 à 16 mm



- ensemble composé d'un support de base pouvant agiter jusqu'à 64 tubes à essais de Ø 10 à 16 mm
- dimensions (lpxh) : 230 x 220 x 95 mm

supports pour tubes à essais

réf.	nb de tubes	Ø tube	Prix HT
AS51	64	10	
AS52	64	12	
AS53	64	14	
AS54	64	16	

Support à pinces pour ballons et Erlen de 25 ml à 500 ml



- composé d'un plateau prévu pour recevoir des pinces de fixation pour ballons à fond rond ou plat, Erlenmeyers, fioles coniques, etc.
- dimensions (lpxh) : 230 x 230 x 24 mm

AS1302 Support à pinces (sans pinces)

composez votre support en choisissant les pinces interchangeables

référence	pour Erlen	capacité maximum	Prix HT unitaire
AS21	25 ml	20	
AS22	50 ml	12	
AS23	100 ml	12	
AS24	250 ml	6	
AS25	500 ml	4	