

## Secoueur pour microtubes et microplaques

*capacité :*

*60 microtubes 1,5/2,0 ml  
ou 4 microplaques*

- régulateur électronique avec vitesse réglable de 100 à 1200 t/mn
- mouvement orbital : Ø 3 mm
- minuterie intégrée de 0,5 à 30 minutes
- charge maximum : 2 kg portoir inclus
- conditions ambiantes admissibles : de 0 à 60°C, 85 % HR
- puissance moteur : 15 W
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- dimensions (lpxh) : 170 x 210 x 120 mm / 3,2 kg



### VX3000 pour microtubes

**VX3000** Secoueur pour microtubes (sans support)

**VX3010** Support pour 60 microtubes 1,5 / 2,0 ml

**VX3025** Adaptateur pour 60 microtubes 0,4/0,5 ml

**VX3035** Adaptateur pour 60 microtubes 0,25 ml

2 ou 4 microplaques



### VX4000 pour 2 ou 4 microplaques

**VX4000** Secoueur pour microplaques (sans support)

**VX4024** Support pour 4 plaques de microtitration

**VX4012** Support pour 2 plaques de microtitration