

Incubateur à agitation à mouvement orbital

- construction robuste en acier
- régulateur électronique de température, gamme : ambiante+5°C à +70°C ±0,2°C
- affichage digital de la température, de la vitesse d'agitation et du temps d'agitation
- mouvement rotatif Ø 25 mm
- vitesse réglable de 10 à 250 tr/min
- minuterie intégrée : 1 min à 999 heures
- alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- capacité 1 plateau (charge max.: 12 kg)
- convection forcée : ventilateur de circulation d'air intégré, parfaite homogénéité de la température dans la chambre
- interface RS232C pour le contrôle de la température et de l'agitation à travers un PC grâce au logiciel Labworldsoft
- dimensions (lxpxh) / poids :
interne : 450 x 450 x 280 mm
externe : 525 x 665 x 570 mm : 38,5 kg
- alimentation : 230 V



GF3031 Incubateur orbital 46 litres, avec couvercle panoramique, sans plateau ni accessoires


support universel



- convient pour Erlen, ballons à fond plat, ballons à fond rond, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 6 rouleaux recouverts de caoutchouc
- dim. : 450 x 450 mm

GF3990 Support universel

support plateau



- support plat géant, mouvement doux et régulier pour cultures cellulaires, milieux de culture, etc.
- surface de pose : 420 x 420 mm

GF3995 Support plateau uniquement pour GF3031

plateau et pinces de fixation pour erlens



- plateau inox perforé pour pinces de fixation pour ballons à fond rond ou fond plat, Erlenmeyers, fioles coniques, etc.


plateau inox 450 x 450 mm

GF3960 Plateau inox

pinces interchangeables

référence	pour Erlen	capacité	Prix HT unitaire
GF10	25 ml	79	
GF11	50 ml	49	
GF12	100 ml	36	
GF13	200 ml	22	
GF14	300 ml	16	
GF15	500 ml	12	
GF16	1000 ml	9	

plateau et portoirs pour tubes



- plateau inox perforé prévu pour recevoir des portoirs de tubes
- portoirs de tubes en inox, inclinables jusqu'à 90°C
- capacité par portoir :
24 tubes Ø16/17 x h160 mm ou
24 tubes Ø16/17 x h100 mm ou
24 tubes Ø12 x h100 mm ou
24 tubes Ø12 x h75 mm
- capacité par plateau : 6 portoirs

plateau inox 450 x 450 mm

GF3960 Plateau inox

portoir inox 24 tubes

GF3955 Portoir inox 24 places