

Bain de sable 400°C

- profondeur du bain : **50 mm**
- régulateur électronique de température jusqu'à **+400°C**, avec voyant de chauffe
- boîtier en acier recouvert époxy
- bain amovible en acier inoxydable utilisable en tant que plaque chauffante
- plaque chauffante indéformable et chauffage homogène sur toute la plaque

Modèle AR1150 - volume 3,9 litres

- dim. bain (lxpxh) : 390 x 200 x 50 mm
- dim. ext. (lxpxh) : 200 x 500 x 190 mm
- puissance : 2500 W - poids : 12 kg

Modèle AR1151 - volume 4,5 litres

- dim. bain (lxpxh) : 300 x 300 x 50 mm
- dim. ext. (lxpxh) : 320 x 410 x 190 mm
- puissance : 3000 W - poids : 16 kg



AR1150 Bain de sable capacité 3,9 litres

AR1151 Bain de sable capacité 4,5 litres

Bains de sable 450°C grande capacité

profondeur : 90 mm



- cuve encastrée dans le boîtier pour une parfaite sécurité du manipulateur
- faible échauffement des parois extérieures
- boîtier isolé thermiquement avec fibres de verre épaisseur 40 mm
- cuve amovible en acier inoxydable, avec deux poignées latérales
- température max. (au fond de la cuve) : +450°C
- exactitude : $\pm 5^\circ\text{C}$
- protection IP30

petit modèle 6 litres

- puissance : 1000 W
- dim. bain (lxpxh) : 290 x 230 x 90 mm
- dim. (lxpxh) : 410 x 400 x 270 mm / 13 kg

CF1207 Bain de sable capacité 6 litres

grand modèle 12 litres

- puissance : 1400 W
- dim. bain (lxpxh) : 500 x 300 x 90 mm
- dim. (lxpxh) : 610 x 460 x 270 mm / 21 kg

CF1213 Bain de sable capacité 12 litres

Bain universel

bain de sable - bain d'huile - bain-marie



- cuve en acier inox
- capacité : 1 litre
- régulateur de température par thermostat
- température réglable en continu
- température maximum : +300°C
- puissance : 600 W
- dim. cuve (lxpxh) : 140 x 140 x 55 mm
- dim. (lxpxh) / poids : 151 x 157 x 165 mm / 1,8 Kg

TC4010 Bain universel 1 litre

Sable pour bains de sable

CF1201 Sable pour bains de sable, le sac de 2 kg