

Bains thermostatiques tout inox

- 5 modèles de 3 à 13 litres
- dispositif de niveau constant
- construction intérieure et extérieure en acier inox



BM4
BM12



BH3D
BH5D
BH12D

- **finition parfaite** : cuve intérieure, boîtier externe et couvercle à anneaux concentriques en acier inox 18/8
- étanchéité parfaite et nettoyage facile : cuve intérieure **emboutie d'une pièce, sans aucune soudure** aussi bien au fond que sur les bords rapportés, surface intérieure lisse permettant d'éviter l'incrustation de souillures
- **construction double enveloppe** : la cuve intérieure est distincte de l'enveloppe externe et séparée par une couche d'air, permet de limiter l'élévation

de température externe, garantie de sécurité pour l'utilisateur, excellente isolation, réduction de 10 à 20 % de la perte de chaleur par rapport aux bains classiques

- **dispositif de niveau constant**
- **deux poignées** assurent le transport en toute sécurité, particulièrement indispensables quand le bain est rempli
- livrés avec niveau constant et plateau de fond de cuve
- **sécurité 3.1** : en cas de dépassement de la température de sécurité, un second

thermostat de sécurité prend en charge la régulation sans coupure

- **bains analogiques** : régulateur électromécanique, exactitude $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
- **bains électroniques** : régulateur électronique : affichage digital de la température, exactitude $\pm 1^{\circ}\text{C}$, sonde Pt100 de régulation intégrée
- excellente homogénéité de température : résistance chauffante placée autour de la cuve

	BM4	BM12	BH3D	BH5D	BH12D
	bains analogiques		bains électroniques à affichage digital		
capacité bain	6 litres	13 litres	3 litres	6 litres	13 litres
température max.	+120°C $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$	+120°C $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$	350°C $\pm 1^{\circ}\text{C}$	350°C $\pm 1^{\circ}\text{C}$	350°C $\pm 1^{\circ}\text{C}$
régulateur	standard	standard	électronique	électronique	électronique
affichage température	analogique	analogique	digital	digital	digital
dim. internes (mm)	Ø220 x h150 mm	Ø270 x h200 mm	Ø 160 x h160 mm	Ø 200 x h150 mm	Ø 270 x h200 mm
robinet de vidange	-	-	vidange	vidange	vidange
indice de protection	IP43	IP43	IP42	IP42	IP42
dim. externes (mm)	Ø305 x h260 mm	Ø390 x h340mm	Ø 205 x h290 mm	Ø 305 x h290 mm	Ø 390 x h340 mm
poids	5,2 kg	8,2 kg	4 kg	5,8 kg	9,4 kg
alimentation / puissance	230 V / 1000 W	230 V / 1400 W	230 V / 400 W	230 V / 1000 W	230 V / 1400 W
Prix HT	BM4	BM12	BH3D	BH5D	BH12D
accessoires					
couvercle à anneaux	BM4C	BM12C	BM3DC	BM4C	BM12C
portoir de tubes	36 tubes	60 tubes	30 tubes	36 tubes	60 tubes
(trous Ø 21 mm)	BM4P	BM12P	BM3P	BM4P	BM12P