

Solutions tampon pH standard



solutions tampon pH gamme NBS

- suivant spécifications NBS
- flacons de 500 ml

référence	pH à 20°C	Prix HT
L30101	pH 1,677	
L30104	pH 4,001	
L30106	pH 6,881	
L30107	pH 7,429	
L30109	pH 9,225	
L30110	pH 10,062	

solutions tampon pH gamme technique

- flacons de 1 litre

référence	pH à 20°C	Prix HT
L30202	pH 2,00	
L30204	pH 4,00	
L30207	pH 7,00	
L30210	pH 10,00	
L30212	pH 12,00	

toutes les valeurs pH de 1,00 à 13,00 par pas de 1,00 pH disponibles sur demande

solutions tampon pH gamme spéciale à faible force ionique

- spécialement adaptées pour des mesures de pH dans des substances présentant une faible force ionique telles que l'eau distillée, l'eau désionisée, les eaux de chaudières, etc.
- flacons de 500 ml

référence	pH à 20°C	Prix HT
L30504	pH 4,10	
L30506	pH 6,96	

Solutions tampon pH en flacons

utilisation directe
dans le flacon équipé
d'un bécher intégré !



- flacons de conception originale : **distribution par simple pression de la solution tampon dans un bécher intégré** permettant l'étalonnage direct
- solutions codées en couleur
- le système inédit de double enveloppe du flacon **protège totalement contre une contamination** de la solution tampon restante
- technique simple et rapide : **économie de vaisselle, de temps et de tampon**
- **exactitude : ± 0,01 pH à +25°C**
- flacons de 1 litre

flacons de 1 litre

réf.	pH à 20°C	couleur	Prix HT
NR1004	pH 4,00	rouge	
NR1007	pH 7,00	jaune	
NR1010	pH 10,00	bleu	

Solutions tampon pH codées couleur

reconnaissance
visuelle instantanée
grâce aux codes couleur



- reconnaissance instantanée grâce aux codes couleur
- le liquide lui-même est coloré, la reconnaissance du tampon est immédiate, évitant tout risque d'erreur

solutions tampon ± 0,01 pH

réf.	pH à 20°C	couleur	Prix HT
L30304	pH 4,00	rouge	500 ml
L30307	pH 7,00	jaune	500 ml
L30310	pH 10,00	bleu	500 ml

solutions tampon haute précision ± 0,005 pH

réf.	pH à 20°C	couleur	Prix HT
L30404	pH 4,00	rouge	500 ml
L30407	pH 7,00	jaune	500 ml
L30410	pH 10,00	bleu	500 ml

Tampons pH colorés en flacon à usage unique



- facilement transportables
- flacons plastiques col large : étalonnage direct dans le flacon
- identification immédiate des solutions grâce au codage couleur
- flacons jetables de 90 ml
- **exactitude : ± 0,01 pH à +25°C**

assortiment de 6 flacons

NR1020 Assortiment de 6 tampons pH en flacon à usage unique, 2 x 90 ml à pH 4,00, 2 x 90 ml à pH 7,00 et 2 x 90 ml à pH 10,00

tampons pH en flacon à usage unique de 90 ml, conditionnés par 6

référence	pH à 25°C	couleur	Prix HT
NR1024	pH 4,00	rouge	
NR1027	pH 7,00	jaune	
NR1030	pH 10,00	bleu	