


Bacs universels en PVC

- bacs universels en PVC ergonomiques et esthétiques
- superposables
- disponibles en blanc, rouge ou noir
- construction solide en PVC épais
- excellente résistance aux acides et substances corrosives
- résistance à la température : +70°C



dim. base	dim. (bord sup.)	hauteur	blanc	rouge	noir	Prix HT
bacs en PVC forme basse						
110 x 160 mm	150 x 200 mm	30 mm	BC4203110	BC4203210	BC4203310	
140 x 190 mm	180 x 230 mm	40 mm	BC4203113	BC4203213	BC4203313	
190 x 260 mm	240 x 320 mm	50 mm	BC4203118	BC4203218	BC4203318	
260 x 320 mm	320 x 370 mm	50 mm	BC4203124	BC4203224	BC4203324	
310 x 410 mm	370 x 470 mm	60 mm	BC4203130	BC4203230	BC4203330	
420 x 510 mm	480 x 580 mm	60 mm	BC4203140			
510 x 610 mm	590 x 680 mm	70 mm	BC4203150	BC4203250	BC4203350	
bacs en PVC forme haute						
190 x 260 mm	260 x 340 mm	85 mm	BC4207118	BC4207218		
260 x 320 mm	330 x 390 mm	100 mm	BC4207124	BC4207224		
310 x 410 mm	430 x 530 mm	105 mm	BC4207130	BC4207230	BC4207330	
420 x 510 mm	520 x 610 mm	110 mm	BC4207140	BC4207240	BC4207340	
510 x 610 mm	630 x 730 mm	110 mm	BC4207150	BC4207250	BC4207350	

Panier pour prélèvements

- panier en polypropylène blanc pour prélèvements
- idéal pour le transport d'échantillons ou pour prélèvements sur site
- panier livré avec 2 portoirs pour 40 tubes Ø 16 mm et 1 panier pour 18 lames porte-objet 76 x 26 mm
- livré avec divisions amovibles en matière plastique
- dimensions : 356 x 292 x h51 mm



réf. **Prix HT**
AX300 Panier plastique pour prélèvements