

Microcentrifugeur pour 2 x microplaques PCR

économique et compact

en 30 secondes seulement :

- ▶ charger 2 plaques
- ▶ centrifuger (10 à 20 secondes)
- ▶ retirer les 2 plaques



Optimisez le rendement de l'amplification par la centrifugation des microplaques PCR :

avant PCR

- élimination des gouttelettes de condensation présentes sur les parois
- homogénéisation du mélange réactionnel

après PCR

- récupération de l'intégralité du milieu
- après centrifugation, le mélange réactionnel est maintenu au fond de chaque puits par l'effet de la tension superficielle

Caractéristiques :

- rotor vertical pour 2 microplaques
- compatible avec toutes les microplaques PCR standard 96 ou 384 puits, avec ou sans jupe
- fonctionnement possible à l'intérieur d'une étuve réfrigérée, température ambiante admissible : +4 à +35°C
- vitesse : 2500 tr/min - 500 g
- dim. (l x p x h) : 190 x 210 x 183 mm / 3 kg
- alimentation : 230 V / 50-60 Hz



référence

C1000 Microcentrifugeur
pour 2 microplaques

Prix HT