

Bec Bunsen électronique

- ▶ mise en service par commande à pied ou par détecteur infrarouge (selon modèle)
- ▶ tout gaz, compatible cartouche butane
- ▶ modèle avec affichage LED couleur

- idéal pour travailler dans des conditions de stérilité et de sécurité optimum lors des manipulations en microbiologie et sous hotte
- conforme normes DIN30665

Modèle standard

- mise en service par commande à pied ou bouton marche / arrêt
- livré avec deux becs distincts pour gaz naturel ou gaz propane / butane, becs facilement démontable sans outil
- connexion des cartouches de butane à l'appareil grâce à un adaptateur spécial
- sécurité totale : flamme stable même en présence de fort courant d'air
- interruption de l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme (au bout de 10 sec)
- sécurité de surchauffe : le corps du brûleur n'excède jamais les 60°C
- protection anti-déversement : canal d'évacuation au fond de l'appareil
- construction en acier inoxydable avec support d'inclinaison inclus sous l'appareil
- **gaz naturel** : 20mbar
- **butane / propane** : 50 mbar
- alimentation : 230 V
- puissance :
 - avec gaz naturel : 600 W
 - avec propane ou butane : 1200 W
- raccord olive Ø interne : 10 mm
- dim. (l x p x h) : 125 x 160 x h85 mm / 1 kg



1

Modèle avec affichage digital LED

- *même caractéristiques que modèles standard plus ...*
- mise en service **automatique par détection infrarouge** : un bref passage de la main à quelques cm du détecteur infrarouge (de 0 à 8 cm réglable), placé sur la face avant de l'appareil, suffit à activer le brûleur, l'extinction de la flamme se fait par un nouveau passage de la main ou automatiquement après un délai réglable de 1 à 99 s
- affichage LED couleur : choix de la langue, message d'information : mode de mise en service, alimentation, message d'erreur, temps de fonctionnement
- minuterie pour le temps de fonctionnement réglable : 15, 30, 60, 120 minutes au choix
- contrôle de l'affichage via un joystick
- modèle sur batterie rechargeable sur demande



2

référence		Prix HT
bec Bunsen électronique		
ST6000	1 Bec bunsen standard avec commande à pied	!ST6000
ST6500	2 Bec bunsen infrarouge avec commande à pied et affichage LED	!ST6500
accessoires pour cartouches de gaz butane		
ST6100	4 Adaptateur pour cartouches CV360	!ST6100
ST6101	Adaptateur pour cartouches C206	!ST6101
ST3360	Cartouches butane CV360, les 6	!ST3360
ST3206	Cartouches butane C206, les 10	!ST3206
accessoires de sécurité		
ST6102	3 Support inox	!ST6102
ST6103	7 Écran de protection en verre	!ST6103
ST6104	6 Bouclier de protection inox	!ST6104
ST6105	9 Portoir latéral pour 5 anses	!ST6105
autres adaptateurs, cartouches et tuyaux à gaz : sur demande		

support d'inclinaison inclus



support et adaptateur



3+4

bouclier en acier inoxydable



6

écran en verre



7

cartouches de gaz et adaptateurs



8

portoir latéral pour anses



9