

Microcentrifugeur

petit, rapide, puissant
et silencieux

- 6400 tr/min - 2000 g
- 2 rotors :
 - ✓ 6 microtubes 1,5/2,0 ml
 - ✓ 2 barrettes 8 x 0,2 ml



- capacité : 6 microtubes 1,5 / 2,0 ml ou 16 microtubes 0,2 ml en barrettes
- mise en route directe dès la fermeture du couvercle en polycarbonate et arrêt de la centrifugation par l'ouverture du couvercle
- démarrage et arrêt instantané
- livré complet avec rotor à barrette et rotor circulaire ainsi qu'avec 6 adaptateurs pour tubes de 0,4 et de 0,5 ml
- dimensions : Ø 130 mm / poids 450 g
- alimentation : 230 V

réf **MICRO950** Microcentrifugeur avec deux rotors Prix HT

Microcentrifugeur compact

- programmation des paramètres, visualisation directe sur l'affichage : vitesse réelle et décompte du temps en cours de centrifugation
- touche Impuls : centrifugation instantanée, permet un fonctionnement de courte durée chronométré sur l'affichage digital
- verrouillage automatique du couvercle, sécurité anti-balourd
- choix du rotor angulaire : 12, 18 ou 24 microtubes 1,5 ml / 2,0 ml (Ø11 x 38 mm)
- utilisation à grande vitesse avec réducteur spécial H2031
- vitesse réglable jusqu'à 14000 tr/min (17530 g) par pas de 100 tr/min



- temps programmable de 1 à 99 min ou en continu, fonctionnement à la seconde près grâce à la fonction Impuls
- cuve intérieure en acier inox lisse
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- dimensions (lxpxh) / poids : 199 x 292 x 231 mm / 6 kg

référence	Prix HT
micro-centrifugeur sans rotor	
MICRO120 Microcentrifugeur compact sans rotor	
rotors angulaires	
H1212 Rotor angulaire pour 12 tubes de 1,5 / 2 ml (max. 15 558 g)	
H1218 Rotor angulaire pour 18 tubes de 1,5 / 2 ml (max. 15 996 g)	
H1224 Rotor angulaire pour 24 tubes de 1,5 / 2 ml (max. 17 530 g)	
réducteurs (vendus par 6)	
H2024 1 x 0,2 ml (diam. 6 x 18 mm) ou 1 x 0,4 ml (diam.6 x 45 mm)	
H2023 1 x 0,5 ml (diam. 8 x 30 mm) ou 1 x 0,4 ml (diam.8 x 45 mm)	
H2031 1 x microtube 1,5 ml pour grande vitesse	

Microcentrifugeur

compact et pratique

- 6400 tr/min - 2000 g
- 2 rotors :
 - ✓ 6 microtubes 1,5/2,0 ml
 - ✓ 2 barrettes 8 x 0,2 ml
- adaptateurs pour microtubes 0,4 et 0,5 ml

- capacité :
 - 6 x 0,4 ml (avec adaptateur)
 - 6 x 0,5 ml (avec adaptateur)
 - 6 x 1,5 / 2,0 ml ou
 - 2 barrettes de 8 x 0,2 ml
- mise en service dès la fermeture du couvercle ou par bouton marche / arrêt
- démarrage et arrêt instantané
- **livré complet** avec rotor 6 x 1,5 / 2 ml et adaptateurs pour 0,4 ml, 0,5 ml et barrettes 8 x 0,2 ml
- dim. : 153 x 102 x 153 mm / 900 g
- alimentation : 230 V



réf **EH1000** Microcentrifugeur complet avec 2 rotors et 2 jeux d'adaptateurs Prix HT