

EBA20 Centrifugeur 8x15 ml

- jusqu'à 6000 ou 8000 tr/min
- pour tubes de 4 à 15 ml
- affichage digital des paramètres
- minuterie programmable 1 à 99 minutes

- 4 tubes 4/7 ml, Ø 13 x 100 mm
- 8 tubes 15 ml, Ø 17 x 100 mm
- 8 tubes 8,5/10 ml, Ø 16 x 100 mm
- 8 tubes 9/10 ml, Ø 16 x 92 mm
- 4 tubes falcon® 15 ml, Ø 17 x 120 mm
- 4 tubes 8 ml, Ø 16 x 125 mm
- dim. (lxpxh) : 231 x 292 x h216 mm / 4 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- H1054 : réducteur en option pour tube Sarstedt® de 1,1 à 3 ml

- vitesse réglable de 0 à 6000 tr/min (3421 g) par incrément de 100 tr/min
- affichage digital de la vitesse (tr/min) et du temps (min)
- minuterie programmable de 1 à 99 min ou position continue
- touche "Impuls" pour une centrifugation de courte durée
- rotor angulaire permettant de centrifuger une grande gamme de tubes :

réf	prix HT
-----	---------

EBA20 Centrifugeur 8 x 15 ml, 6000 tr/min complet avec rotor	
--	--

EBA20S Centrifugeur 8 x 15 ml, 8000 tr/min complet avec rotor	
---	--

H1054 Réducteur pour tubes 5 ml Ø12 x 75 mm	
---	--

H6305 Réducteur pour tubes 4 ml Ø10 x 88 mm	
---	--



Centrifugeur à main

- fixation en bord de table grâce à un étau incorporé

- boîtier robuste
- système d'entraînement autolubrifiant
- sans entretien
- vitesse max. : 3000 tr/min, 1300 g

- dimensions / poids : 250 x 140 x 120 mm / 0,9 kg

- H1014 : rotor pour 4 tubes 15 ml fond conique 3000 tr/min, 1300 g

- H1025 : rotor pour 4 tubes 15 ml fond rond Ø 17 x h125 mm, 3000 tr/min, 1076 g



réf	Prix HT
centrifugeur à main sans rotor	

H1011 Centrifugeur à main sans rotor	
--------------------------------------	--

rotors pour centrifugeur à main

H1014 Rotor 4x15ml fond conique

H1025 Rotor 4x15ml fond rond

Centrifugeur à microhématocrite

- vitesse réglable de 100 à 13000 tr/min (16 060 g) par incrément de 100 tr/min
- rotor pour 24 tubes à microhématocrite avec couvercle et dispositif de lecture

- rotor spécial pour 20 tubes pour analyse "quantitative buffy coat" avec couvercle

- double affichage digital éclairé : vitesse et temps de centrifugation

- fonction de centrifugation rapide instantanée : touche "Impuls"

- minuterie programmable de 1 à 99 min

- dispositif électrique de **verrouillage automatique** du couvercle : aucun effort manuel

- boîtier robuste et couvercle montés sur châssis métal

- couvercle étanche équipé d'une fenêtre de contrôle

- moteur très silencieux et sans collecteur : pas d'entretien

- dispositif d'ouverture d'urgence

- sécurité anti-balourd

- alimentation : 230 V

- dimensions (lxpxh) / poids : 247 x 275 x h330 mm / 10 kg



réf	Prix HT
centrifugeur à microhématocrite	

H2104 Microcentrifugeur sans rotor, 13000 tr/min, 16060 g

H2076 Rotor pour 24 tubes à hématocrite avec couvercle et dispositif de lecture intégré

autre rotor special

H2056 Rotor spécial pour analyse "quantitative buffy coat" pour 20 tubes capillaire
