

## Microcentrifugeurs

- 24 microtubes 1,5 / 2,0 ml
- 30 microtubes 0,5 ml
- 32 microtubes 0,2 ml individuels ou en barrette de 8
- modèle réfrigéré -10 à +40°C
- fonction "fast cool" : temp. ambiante à +4°C en moins de 15 minutes

### Confort et simplicité d'utilisation

- vitesse réglable de 100 à 14 000 tr/min (18 626 RCF) par incrément de 100 tr/min
- affichage digital éclairé de la vitesse et du temps de centrifugation
- centrifugation de courte durée (touche "IMPULS") ou continue
- minuterie programmable de 1 à 99 min
- dispositif électrique de **verrouillage automatique** du couvercle : aucun effort manuel
- dispositif d'ouverture d'urgence
- 3 modèles de rotor en aluminium autoclavables avec une inclinaison des tubes de 45°
- couvercle de rotor autoclavable hermétique en option : utilisation de matériaux infectieux
- moteur très silencieux et sans collecteur : pas d'entretien
- boîtier robuste et couvercle montés sur châssis métal
- couvercle étanche équipé d'une fenêtre de contrôle



- sécurité de température en de surchauffe de la cuve
- sécurité anti-balourd
- dimensions (hxlxp) / poids : 260 x 275 x 347 mm / 11,5 kg

### MICRO200R - modèle réfrigéré

- température programmable de -10 à +40°C, résolution 1°C, affichage digital éclairé
- fonction "fast cool" : température ambiante à +4°C en moins de 15 minutes
- mémorisation de la température sélectionnée
- arrêt automatique de la réfrigération
- dimensions (hxlxp) / poids : 260 x 281 x 547 mm / 28 kg

réf	Prix HT
<b>Microcentrifugeurs sans rotor</b>	

**MIKRO200** Microcentrifugeur 14 000 tr/min, 18 626 g

**MIKRO200R** Microcentrifugeur réfrigéré 14 000 tr/min, 18 626 g




H2424



H2427



H2430



H2418



H2426

réf. rotor	désignation rotor	Prix HT	réducteurs (les 6)			couvercle	autoclavable anti-aérosol	autoclavable anti-aérosol et résistant au phénol
			0,2 ou 0,4 ml	0,5 ou 0,8 ml	1,5 ml grande vitesse			
H2424	24 x 1,5 / 2 ml avec couvercle 15000 tr/min - 21382 g		H2024	H2023	H2031	H2425	H2423	
H2427	30 x 1,5 / 2 ml avec couvercle 15000 tr/min - 20627 g - 40° et 52,5°		H2024	H2023	H2031	H2425	H2423	
H2430	30 x 0,5 ml avec couvercle 15000 tr/min - 20376 g - 45°		H2024	H2023	H2031	H2425	H2423	
H2418	32 x 0,2 ml ou 4x barrettes de 8 x 0,2 ml 15000 tr/min - 14338 g					H2040		
H2426	20 x cryotubes 1,8 ml avec couvercle 15000 tr/min - 21130 g					H2425	H2423	